

# 煜博（医用骨科康复）加压冷热敷治疗仪TEMP210

产品名称	煜博（医用骨科康复）加压冷热敷治疗仪TEMP210
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 型号:TEMP210 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	13733808261 13733808261

## 产品详情

### 产品原理

全自动加压冷热敷治疗仪采用航天级半导体温控技术，结合全自动加压循环冷热敷治疗原理，可满足临床患者围手术期的镇痛、消肿、消炎、减渗等整体治疗方案需求。

**热敷:**通过温热刺激降低痛觉神经的兴奋性，改善血液循环，减轻炎性水肿及组织缺氧，加速致痛物质代谢，达到镇痛、消炎的作用，并能软化组织，松弛肌肉、肌腱和韧带，可解除因肌肉痉挛、强直而引起的疼痛。

**冷敷:**可使毛细血管收缩，减轻局部充血、出血，起到减渗、快速消肿作用，并可抑制细胞的活动，通过降低神经末梢兴奋性达到减轻疼痛的作用。

传统冰块冷敷的缺点：

1、冰块冰敷温度不可控，与患处不贴合，冰敷效果不佳。

皮肤温度至少降至20℃以下，关节腔内温度才会下降。国外专家Schroder等认为只要皮肤及皮下组织温度降到10-15℃，关节腔内温度就可达到要求。

而冰块冰敷时，温度会由低变高，冰敷温度无法维持恒定冷敷效果不佳。

2、错误冷敷方式可能引发“继发效应”

继发效应是指用热或用冷超过一定的时间，产生与生理效应相反的作用，是身体的一种防御反应，可保护机体免受损伤。

当使用过冷的温度长时间冰敷时，组织下血管收缩，可能会导致局部缺血。机体会调节激素，强制血管扩张，进一步造成二次出血。

为保护患者，必须合理控制冷敷温度和时间！

#### 加压冷热敷优势——冷敷

- 1、消肿、消炎、止痛、止血。
- 2、全系列可调恒温，jingzhun治疗。
- 3、人体工程学设计冰囊，提高治疗体验。
- 4、音乐疗法，改善情绪，降低痛苦。
- 5、助力患者快速康复。
- 6、患者围术期多项，治疗方案综合体。
- 7、降低医护人员，劳动强度。
- 8、微机全自动控制，简洁，方便。

#### 加压冷热敷优势——热敷

- 1、使局部温度升高、血管扩张、增加局部血液循环。
- 2、促进消肿、炎性物质吸收。
- 3、加快细胞的新陈代谢。
- 4、增加组织柔韧度。
- 5、减轻肌肉痉挛，减少疼痛感觉。
- 6、促进渗出物的吸收，促进伤口和溃疡的愈合。
- 7、助力患者快速康复。
- 8、降低风险，保证安全。

#### 加压冷热敷优势——水压抗栓

- 1、多模式水压加压功能。
- 2、脉动加压，持续加压，间断加压。
- 3、预防静脉血栓的形成。
- 4、软化瘢痕，改善皮肤功能。

5、减轻肌肉痉挛，减少疼痛感觉。

6、降低风险，保证安全。

治疗机理：

1、止痛：

冷疗作用于机体，使局部温度降低，使得感觉神经的反应输出变慢，减低神经冲动传导的速度，以减少疼痛感，达到止痛的效果；

冷疗法促使血管收缩，减少组织出血的情况，进而减轻肿胀，进而减轻肿胀带来的疼痛；

冷的感觉较疼痛感觉传递的速度快，提高痛觉阈值，降低疼痛感觉。

2、减缓细胞代谢、控制肿胀

细胞受到冷的刺激时，需氧量会显著降低，因此可大幅减缓受伤组织的新陈代谢率，降低血管通透性，使局部炎症渗出液减少，控制受伤后的组织肿胀和炎症反应。

临床操作说明：

目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：

间隔性冷敷方法：

每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗舒适度，一般在18左右）。

持续性冷敷：

24小时持续冷敷（冷敷温度15-18）；也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时，（冷敷温度15-18）。关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15）。