

铝塑泡罩包装机 祥泰


产品名称	铝塑泡罩包装机 祥泰
公司名称	泰州市高港区祥泰制药机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:祥泰 型号:dph-90
公司地址	泰州市高港区许庄街道明河村东明一组
联系电话	0523-89501815 13801431149

产品详情



铝塑泡罩包装机
dph-90

产品特点： 铝塑泡罩包装机适用于多种规格尺寸的糖衣片、素片、胶囊等药品的包装。厂家直销，价格优惠，质量三包，木箱包装，物流发货，货到付款，欢迎来电咨询。



模腔将泡带冲裁成板块，刀片安装在中模板下侧面，随中模板运动

铝塑泡罩包装机开关和仪表功能说明

- 1、拨动电源开关，接通电源。
- 2、按下主电机按钮开关，启动主电机。
- 3、关闭主电机按钮开关，主电机停止。
- 4、打开成形开关加热器接通，温控仪工作，温度90~150。
- 5、打开加料器电机旋钮开关，按需调节快慢。
- 6、按下热封开关为接通电源，温控仪工作，温度130~180。

铝塑泡罩包装机操作方法

1、工艺流程

本机的工艺流程是，首先将塑料薄膜加热软化后吸成泡罩，然后在泡罩中充填药品，并用铝箔将泡

2、操作程序

- (1) 拨通电源开关，打开供水阀；
- (2) 按下预热开关，加热器开关，成形温度到100度左右；
- (3) 放置pvc硬片，稍过下步进轮。
- (4) 按下主电机启动开关，将pvc吸泡4米长后，按下主电机停止开关；
- (5) 将泡带装入本机各1位，稍过步进辊筒，进入冲模上的有机玻璃罩内；
- (6) 待温控仪温度显示在150度左右时，铺好铝箔并打开加料器闸门，将加热好的泡带装入各1位；
- (7) 按下主电机启动开关，合拢网纹辊筒，机器开始全面工作。

3、模具更换

- (8) 滚模更换
- (9) 切断水源，打开密盖上的二个放水螺钉，排除滚模内腔积水。拧下密封盖上的五只内六角螺钉，取下密封盖，然后按相反步骤安装滚模。拆卸时注意不要划碰伤滚模表面。安装时，应在配合面涂少许机油，并注意检查

(10) 步进辊的更换

- (11) 拧下步进辊筒上的螺母，拉出步进辊筒。

4、步进机构与冲裁机构同步调整

参看“主要机构与作用”的步辊筒部分。

5、薄膜和铝箔横向位置调整

参看“主要机构及作用”的铝塑卷筒部分，首先松开调节螺母外侧的拼紧螺母，转动调节螺母即可移动

铝塑泡罩包装机常见故障原因及排除方法

故障	原因	排除方法
一、吸泡不良	1、气缸泵不工作	1、检查线路和电机
	2、系统压力过低0.5	(1) 清洗滤器 (2) 加注泵油
	(1) 滤器堵塞	(3) 拧紧或套紧管接头或拆开重新涂801胶后拧紧
	(2) 管接头渗透漏	(4) 刮研阀板
	(3) 连接阀板渗漏	
	3、成形加热温度太低，温度场不均	3、更换加热板电阻丝疏通密度
	4、成形模上窝底微孔堵塞	4、用压缩空气吹或钢丝疏通
5、冷却水温不合适	5、主调节供水量	
6、塑料薄膜质量不符合要求	6、更换薄膜	
7、成形温度太高，沉顶吹薄或吹破	7、调低电压	
二、热封不牢	1、热封温度太低，铝箔上热熔胶未完全熔化	1、检查加热器是否有损坏滑环与碳刷接触是否良好
	2、热封压力不足	2、调节热封网辊的压缩强弹簧的调节螺钉，增加压力
	3、铝箔质量不符合要求	3、更换铝箔
三、公在一侧密封，另一侧密封不良	滚模与热封网辊两侧压为不均	调整热封网辊两端的压缩弹簧
四、周期性密封不良	1、两辊筒轴变形	与制造厂联系修理
	2、两辊筒表面损坏	
五、仅在中间密封两侧密封不良	热封网辊轴线与滚轴线不平行， (不同一平面内，在空间交叉)	调整热封辊支架
六、起皱纹	1、铝箔卷筒轴变形，与滚模轴线不平行	1、校正轴或与制造厂联系修理
	2、铝箔中间导辊轴线与滚模轴线不平行	2、调整导辊
	3、铝箔没有铺正	3、重新铺正铝箔

1、安装

本机动转时无振动，不需安装底脚螺栓，可直接安放在硬质地面上，底脚四角用橡皮垫平，校整机身墙板与水循环水。

2、维护

(1) 机器必须在室温0-27 条件下工作，开机前必须对机器进

(2) 开机前，按“ 润滑示意批示牌 ”上规定的润滑点加润滑油。正常工作后

(3) 机器使用前，应进行空动转，检查动转正常后方可

(4) 要严格按操作程度进行，严格用硬物伸入冲模，用硬物敲击

(5) 工作完毕，应切断电源，并待各加热部分冷却生，盖

(6) 真空泵的使用与维护，参照其使用说明书

泰州市高港区祥泰制药机械厂，服务热线：13801431149

"铝塑泡罩包装机"的型号为DPH-90，适用范围是适用于多种规格尺寸的糖衣片、素片、胶囊等药品的包装。 ，品牌为祥泰