

气囊牵引器：气囊牵引器的力度不够，而且压迫颈动脉，影响头部供血，有比较严重的副作用；2，吊挂式牵引器：力度调整不容易实现，使用非常不方便，装修过的家庭没有合适的地方固定；3，颈椎牵引椅：一般都比较笨重，不能把牵引椅摆在客厅，使用很不方便；4，枕头类治疗仪：达不到牵引的目的，电、磁、红外等措施只起到缓解疼痛的目的，通过牵引，减少颈椎对神经、血管的压迫才是治疗颈椎病有效的办法；5，Itt和I牌牵引器：这类牵引器使用时，需要举起双臂调整牵引力度，当调整到合适的牵引力度后，放下双臂时，牵引力度会大大降低，所以，在维持牵引的20 - 30分钟时间里，牵引器基本是无效的，即使他人帮组调整牵引力度，也容易发生无法维持牵引力度的问题，“祥鹤”牌颈椎牵引器是自己在胸前调整牵引力度，牵引器的自锁机构能始终保持牵引力度，而且可以随时调整。6，牵引床：应该说，牵引床上带的颈椎牵引器是效果很好的，但到医院去做牵引确实不太方便，需要根据医院的作息时间来来回和排队可能要浪费你很多时间，医院往往还会加一些辅助项目，费用较高。“祥鹤”牌颈椎牵引器是创新专利产品，有效克服了上面所有类型牵引器的缺点，是市面上设计最合理，使用最方便，性价比最高的颈椎牵引器。

使用要点:

1.安装时，请注意支座比较高的一端是朝前的；2.注意能够调节的各个部位，根据使用者的肩宽、脖子的长度、脸型特点调整到合适的位置；3.戴上牵引器后，后牵引带一定要保证贴在后脑勺以下，留长发（特别是扎辫子）的使用者，要把牵引带放到长发（或辫子）下面，保证牵引器真正发挥作用；4.前、后牵引带之间的连接带要拉到位，注意要向后拉，不是向侧面拉；5.拉紧时，一定要使嘴巴包在前牵引带的凹处，否则，牵引时会感觉不舒服；6.如果觉得拉嘴巴的力很大，而拉后面的力量不够，需要把前牵引带调长一些（牵引带的两端可以调整）；7.牵引结束后，反方向拉动珠链，使牵引带回到最低位置，方便取下牵引器，也方便下次使用；8.在取下牵引器前，不要忘了将前、后牵引带之间的连接带拉到最宽的位置；9.由于需要经常使用，所以，每次使用后，不需要取下支座并把牵引器放到盒里，否则，使用之前的调整会很麻烦。

本产品已通过iso 9001产品质量认证及实用新型专利，厂家直销！