

新型产品TS2尼康倒置显微镜

产品名称	新型产品TS2尼康倒置显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:TS2 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

新型产品TS2尼康倒置显微镜

尼康公司全新推出更精确，更高效的尼康倒置显微镜产品ECLIPSE Ts2

ECLIPSE Ts2常规倒置显微镜是入门级倒置显微ECLIPSE TS100的更新产品，它继承了ECLIPSE TS100极为可靠的光学性能，同时提升了功能性和使用效果。尼康新开发的浮雕反差观察方式使用方便，专为细胞观察设计，提升了该产品在生物医药基础研究领域的用途。

这款产品将在“BMB2015 生物化学与分子生物学大会”（日本神户，12月1日-4日）和“美国细胞生物学社会”（美国加利福尼亚州圣地亚哥，12月12日-15日）上进行发布。

尼康倒置显微镜产品信息

产品名称：常规倒置显微镜ECLIPSE Ts2

ECLIPSE Ts2（透射照明型）

ECLIPSE

Ts2-FL（透射照明和落射荧光照明型）

上市日期：2016年1月

产品介绍

倒置显微镜采用物镜朝上的设计以便从标本的下方进行观察，因此被广泛地应用于生物医药实验室，用于查看培养细胞的生长状态，荧光蛋白的表达情况等，尼康新推出的ECLIPSE Ts2常规倒置显微镜操作简便，光学性能优异。

产品特点

1. 新开发的反差观察方式“浮雕反差”

相差观察是未经染色的透明活细胞最主要的观察方式，浮雕反差作为一种新的反差观察方式，操作更加简单，并且可以呈现较厚样品（如iPS细胞）的三维立体反差效果，传统的相差观察方式则无法做到这一点。

*相差观察技术利用了光的衍射和干涉特性，将不可见的光的相位差转换为可见的光的亮度差，以观察未染色的透明细胞。

2. 采用LED照明

ECLIPSE Ts2和ECLIPSE Ts2-FL均采用LED透射光照明，因此，无论是透射照明还是落射荧光照明都无需再进行传统的调节和频繁的更换灯泡。此外，LED照明的零预热时间使得细胞观察更为快速。

新的可选配件遮光板，能够阻挡环境光线，使得在明亮的室内也能进行荧光观察，并得到更高信噪比的荧光图像。

3. 提升可操作性

主机前面板上设计了“透射光/反射荧光”开关和切换按钮，ECLIPSE Ts2-FL机身左侧为透射光照明控制，机身右侧为落射荧光照明控制。合理的控制按钮设计提高了操作的便利性。

日本尼康TS-100|TS100-F倒置显微镜已停产（功能和奥林巴斯CKX31倒置显微镜和CKX41倒置显微镜功能对等）现尼康新型号为TS2倒置显微镜,而奥林巴斯是CKX53倒置显微镜，这两款是一个等级的产品，TS2对比CKX53好在他有双目与三目的选择，而CKX53以置只有三目的。其他的功能都大同小异。在起步购买价格相当划算黄婷婷

NIKON Ts2倒置显微镜 性能参数

型号	NIKON Ts2倒置显微镜	NIKON Ts2-FL倒置显微镜
观察方式	明场，相差，切趾相差，浮雕反差	明场，相差，切趾相差，浮雕反差，落射荧光
光学系统	CFI60 无限远光学系统	
照明	LED透射照明	
	落射荧光照明	
目镜	10x (F.O.V.22)	
物镜转盘	五孔物镜转盘	
聚光镜	超长工作距离聚光镜 (NA 0.3、W.D.75mm)	
浮雕反差观察	浮雕反差滑块 (安装于聚光镜插槽和目镜筒插槽)	