

LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修

产品名称	LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	LABCONCO:centrivap
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

北京LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修电话010-82918412.LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修，LABCONCO真空离心浓缩仪维修中心。离心浓缩系统采用离心机、真空和加热相结合的方法使溶剂快速蒸发，从而达到浓缩样品的作用。可选用多种转头，最大可一次处理148个样品。根据转头的不同，单个样品的体积可以从0.5ml至25 ml；同时也可用酶标板转头对装在酶标板中的样品进行浓缩。centrivap真空离心浓缩仪结合使用离心力，真空热蒸发速度多小样品。离心浓缩仪提供生物学、微生物学、生物化学、药物研究和分析化学实验室所需的最大吞吐量。多达148个样品可以处理一次。样品的尺寸范围从几微升至25毫升。附件微孔板转子拥有四个标准或两深井板。产品描述 离心浓缩仪利用离心力，真空和控制热量，耐酸centrivap真空浓缩器迅速集中多小样本含有化学物质如0.1到1%的TFA，盐酸，醋酸，氢溴酸，氨水和氢氧化钠。在蒸汽路径的组件构造的耐腐蚀材料的长寿命。产品特点 拉丝不锈钢和冰川白色，环氧树脂涂层钢表面有蓝色的口音。玻璃盖。盖锁安全传感器。无酚盖垫片。聚四氟乙烯涂层铝合金轴室。300瓦加热器。（微处理器控制的编程，运行时间从1到999分钟，热量从关闭到高（100摄氏度）在一个学位的增量，和热时间从1到999分钟。内存存储1到9个程序。液晶显示程序号，实际和设定温度，加热时间剩余，和运行时间剩余。离心浓缩仪控制面板的运行/停止按钮，预热按钮，设置点选择按钮，增加/减少按钮，和3个快速启动按钮。离心浓缩仪的离心运动是由无刷电机能够实现高达1725转。快速停车系统停止真空泵，打开阀门，在几秒钟内停止转子，或运行/停止按钮被按下时的空气进入腔室。离心浓缩仪自动真空释放阀。离心浓缩仪内置真空延迟使转子在应用真空前实现速度。acid20.jpg 离心浓缩仪在设定点运行时间的信号完成时发出可听警报。2/1“ 连接到真空管的铝软管接头。不包括真空泵。真空端口与4/1“ 标识管快速断开接头。115伏的型号有一个115伏的电插座，在背面连接配件真空泵系统。230伏的模型有一个反向的IEC插座背面连接配件真空泵系统。115伏型号有6.5足，NEMA 5-15插头线线。230伏的模型与NEMA 6-15塞一个8英尺的绳索。整体尺寸与封闭盖：14.7“ 宽×19.3” 深×11.7“ 高（37.3×29.7×49厘米）。实际重量45磅（20公斤）。运输重量65磅（29公斤）。技术参数 CentriVap台式低温浓缩离心机 配有300W加热器(位于离心室底部)，微处理器控制，可存9个程序，调控时间1至999分钟，易于操作，参数齐全。可选不加热，或加热至100。温度控制精度为1。LCD控制面板显示：温度、加热时间、运行时间。离心机转速可达1725 rpm，内置式自动控制，允许在转速达到预设值后才抽真空。盖子带有安全传感器，连接全自动真空释放阀，运行完成后有声音提示。必须选购合适的转头和真空泵。CentriVap冷阱 标配1/4 HP功率无氟压缩机可在15分钟内将冷阱温度降至-55。当冷阱温度达到-40 时，面板会显示进入可运行状态。4L大容量，不锈钢材质的收液器。带有两个快速真空管接口，底部有排液口。

超低温冷阱 标配两个无氟压缩机(1/4 HP和1/3 HP), 可在快速将冷阱温度降至-100 。 环氧涂层的金属构架, 带有热塑式注膜成型控制面板。公司自成立以来, 坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念, 获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中, 我们技术服务队伍的业务水平不断提高, 积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点, 为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排, 普遍受到客户的赞誉。LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修, LABCONCO真空离心浓缩仪维修中心。LABCONCO真空离心浓缩仪售后维修电话010-82918412.