

# 医疗设备维保 DR维修与保养 X光机维保 球管供应

产品名称	医疗设备维保 DR维修与保养 X光机维保 球管供应
公司名称	四川仁安医疗设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址）
联系电话	15215095802

## 产品详情

DR

是一种

十分精密与相

当贵重的仪器，在日常的生

活应用中需要结合其实际的使用性能进行良好的[维护和保养](#)。具体而言，应该重点注意以下问题：

首先，该种型号的机器设备对环境的使用要求十分严格，环境的湿度为30%到70%，对于非晶硒平板探测器而言其环境的温度要求为10度至35度，而适宜的工作环境是20度到25度，如果环境的温度过低，则会导致非晶硒层会从玻璃基板上脱落，而当环境中的温度过高时，则会导致非晶硒探测器产生结晶的情况，因此会对探测器造成一定的损坏，导致成影不真实的情况出现，进而严重影响机器的诊断等。因此需要通过对环境中的温度以及使用湿度进行全天控制，进而不断延长非晶硒探测器的使用周期。

其次，存在多种影响因素从而导致仪器的不同像素对射线的灵敏度存在巨大的差异，而这种差异属于技术性差异是客观存在的。因此在日常的使用过程中要对其进行校正，从而确保机械设备处于良好的运行状态。

再者，为了保证设备使用的安全性，切忌在设备中随意外接硬盘以及其他的存储设备，避免无关的设备在其上面使用导致设备中毒。使用后经常对设备进行清理，避免其上面存在异物，避免灰尘侵入机器设备中，从而影响探测器的使用质量，因此要保证机房中的环境经常通风干燥，使机器干燥和清洁。

另外，DR系统的开机与关机也十分重要，在使用时一定要严格按照一定的操作规范进行科学操作，确保机械使用的正确性。一般在使用过程中如果技术操作不当也会出现死机的情况，或者出现意外断电的情况[2]。开机之前要先将空调打开，当机房中的运行温度适宜后，才能使平板中的温度达到使用的要求，进而缩短开机的预热时间。

除此之外，DR系统的相关器件需要小心科学使用以及合理维护，从而不断延长设备的使用周期，确保其具有良好的工作效率。在使用过程中如果存在异常的声响，则应该通过看其方、听其声的方式及时找到设备中异常声音发出的部位以及系统设备运行受到阻碍的部位并及时展开修复，从而确保机器使用正常。

以上就是为大家介绍的关于DR的日常维护和保养的相关内容，希望对大家有所帮助！

平时很多医疗设备工作者因为不重视设备的维护和保养，以至于在日常工作中不能对医疗设备实行有效

的预防性维护，不但费时费财，还会耽误病人的检查和病情，甚至引起医患纠纷或医疗官司。所以大家一定要重视医疗设备的保养！如果觉得麻烦的话，可以交给专业的公司进行处理，他们会上门为您服务。让专业的人做专业的事情，自己也会比较放心。