

医疗设备维护与保养 c型臂X光机维护与保养

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 医疗设备维护与保养 c型臂X光机维护与保养 |
| 公司名称 | 四川仁安医疗设备维修有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址） |
| 联系电话 | 15215095802 |

产品详情

随着医学影像技术的不断发展，目前基层医院在手术中应用国产中C型臂X线机较为普遍，尤其是在骨科手术中，以其方便、快捷、显像清晰为特点，深受广大临床医生的欢迎。尤其在脊柱外科手术中已被大量使用，大大提高了手术质量，缩短了手术时间。

先进的医疗设备是医院开展医疗和科研的必要条件，也是提高本院医疗质量的基础。随着医学影像设备的更新换代和技术的迅猛发展，如何有效的使用和维护好医学影像设备就显得尤为重要。设备维护管理也是医院追求效率、降低成本的不可忽视的重要措施，是提高整个医院经济效益的前提。对于放射科而言，除了及时跟随时代的步伐更新相关设备以外，更要重视对于现有的设备给予很好的保养和维护。

下面给大家详解一下C形臂X线机的使用与保养，这样可以延长一定的使用时间。

使用方法

1. 松开脚刹车，将机器推至手术床，调节手术床。显示器放于面对术者便于观看的位置。
2. 连接操作机和显示器的高压电缆，接通电源。
3. 打开操作机控制面板上的电源开关，自检。
4. 松开C臂上的制动开关，调节C型臂使球管和接收器对准拍摄部位，然后锁定制动开关。
5. 在操作机控制面板上选择透视或拍片功能，选择手动程序或自动程序调节能量大小。
6. 工作人员穿戴防护用具，做好防护准备，选择手控开关或脚踏控开关进行放电拍片。
7. 如需打印图片，先在显示屏幕上选出所需打印的图片，轻按打印开关即可。
8. 操作完毕，关闭控制面板上的电源开关，拔下电源插座，整理线路。
9. 将操作机退出视野，分离操作机和显示器的高压电缆。将设备放回原处，锁定所有的制动开关。

保养

1. 定期对C形臂进行检修，保证使用。
2. 移动C形臂机时宜小心，勿碰撞。
3. 每次使用后须将C形臂机支持杆降至低位。
4. C形臂使用完毕后推回原位并锁定轮脚。

在日常工作中要对医疗设备实行有效的预防性维护保养，不然后面损坏的时候再去维修不仅会费时费财，还会耽误病人的检查和病情，甚至引起医患纠纷或医疗官司。所以大家一定要重视医疗设备的维修和保养！