

做试验用的冰箱

产品名称	做试验用的冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

初次使用时的注意事项：

- 1、检查安放位置是否符合要求。
- 2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行全面检查。
- 3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。
- 4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。
- 5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员联系。
- 6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，

存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。

实验室冰箱（福意联实验室冰箱）是科研实验室的用来储存冷藏，低温，恒温物品不可或缺的仪器设备，用途广泛，以掌握实验室用冰箱的操作方法，避免让实验室用冰箱出现故障，以免造成不必要的物品损坏和实验室试验成果的丢失以及重大财产损失；成为每一位实验室工作人员要遵守的基本原则。

实验室冰箱作为的科研设备，先要达到恒温，风冷无霜，具有数字温度显示（必要的储存物品需要有湿度的显示），可以随时观察箱内的温度，再次，实验室冰箱要带安全锁，特别是对于一些特殊的实验物品，需要双人双锁，人看管。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。

实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。

使用过程中的注意事项：

- 1、冰箱内禁止存放与本实验室无关的物品。
- 2、放入冰箱内的有试剂、样品、质控品等必须密封保存。
- 3、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。
- 4、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果

5、若温度超出规定范围，调节温控使其回到正常范围，并进行记录。

6、定期清洁冰箱，清洁时切断电源，用软布蘸水擦拭冰箱内外，杀菌，确保柜内清洁卫生。