

上海高温马弗炉 高温马弗炉的使用方法 上海昀跃

产品名称	上海高温马弗炉 高温马弗炉的使用方法 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以放心的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

三、仪器特点：

- 1、可进行慢灰、快灰和挥发份测试。
- 2、控制系统与高温炉采用一体化结构，外形美观大方。
- 3、严格按照国标要求，对马弗炉的升温速度、温度恒定、加热时间进行自动控制。
- 4、采用新型轻质耐火保温材料，1700 高温马弗炉，保温性能良好，高温炉体对控制部分无任何影响。
- 5、测温控时准确。
- 6、重量轻，高温马弗炉的注意事项，升温快。
- 7、故障自诊，安全可靠。有硬件超温保护和各种示警提示功能。
- 8、安装维护方便，马弗炉采用活动炉芯装配，可方便拆卸更换，而不影响仪器性能。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

马弗炉缓慢灰化法操作步骤

- 1、在预先灼烧至质量恒定的灰皿中，称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样（ $1 \pm 0.1\text{g}$ ）；
- 2、将灰皿送入炉温不超过100 的马弗炉恒温区中，关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500 ，并在此温度下保持30min。继续升温到（ 815 ± 10 ），并在此温度下保持1h；
- 3、从炉中取出灰皿，放在空气中冷却5min左右，移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量；
- 4、进行检查性灼烧，每次20min，直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。以后一次灼烧后的质量为计算依据。灰分低于15.00%时，不必进行检查性灼烧。结果的计算 $A_{ad} = m_1/m \times 100$ 式中： A_{ad} ——空气干燥煤样的灰分，单位为百分数(%)； m ——称取的空气干燥煤样的质量，单位为克(g)； m_1 ——灼烧后残留物的质量，高温马弗炉的使用方法，单位为克(g)。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，上海高温马弗炉，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

1. 所有浸放盐浴炉的工件、夹具、补充的新盐，校正剂等都必须进行烘烤或预热，以防水与盐爆飞溅伤人。
2. 严禁将硝盐浴带入高温盐浴。
3. 电气开关的通断调节，变压器调挡等都要切断电源，并不得戴手套。

上海高温马弗炉-高温马弗炉的使用方法-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是从事“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：隋璐。同时本公司还是从事马弗炉，实验马弗炉，箱式马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。