

压缩空气供气系统 供气 河北尚佳医疗

产品名称	压缩空气供气系统 供气 河北尚佳医疗
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

病房设备带(多功能组合壁盒)

病房设备带（多功能组合壁盒）上配制有漏电断路器、床头灯、插座、对讲机、气体终端、吸引终端。

1、气体终端和吸引终端：操作简单省力、安全可靠。

2、联络对讲系统：联络系统由主机、显示屏、应答器组成，压缩空气供气系统，该机系统采用微机通过总线控制结构完成主机与多点之间的联络，系统结构简单、这套系统改善了医务人员的工作条件，极其便利患者与医务人员的联系。

如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，期待您的到访！

中心供氧系统使用说明使用方法

中心供氧系统使用说明

使用方法

1.关闭所有用气设备：将出口压力调节手柄逆时针方向转动使减压器里的弹簧全部放松；

将切换手柄拨到任意一边极端位置。

2.在氧气瓶阀全部关闭的情况下，供气的特点，将两边汇流总管上的阀门和出口截止阀全部开足。

3.每边先微量开启一只氧气瓶阀，使两边压力表示值缓慢地逐渐上升时，把所有氧气瓶上的阀门慢慢地全部开足。

4.十分缓慢地将出口压力调节手柄减压器，按顺时针旋转，这时出口压力表的示值逐渐上升，直至得到您需要的压力时止。

5.完成以上步骤后，就可以打开用气器具用气了。由于受减压器特性的影响，这时的出口压力会略有降低，如果需要，可按第4条所述再作适当调整。

如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，期待您的到访！

配房配置使用方法

1、电源：先开启漏电断路器至ON，按试验按钮，看断路器是否弹回，液氧供气系统，测试完毕后开至ON处。

2、每个床头灯设有开关，。

3、氧气湿化瓶和吸引瓶使用时将插头按方位向阀门插入，卡簧自动锁住插头，同时阀门被接头顶开通气，供气，这时，可根据用气量大小，用湿化瓶（吸引瓶）上的调节阀，调节流量和压力。不用时将终端上面的推拉套（铁套）向外一拔，插头自动推出，阀门封闭停止通气。

4、对讲分机（应答器）设在床头，用时只需按一个手柄键即可（禁止长按不松手）。主机接到信号后按*字键即可接听。

压缩空气供气系统-供气-河北尚佳医疗(查看)由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。压缩空气供气系统-供气-河北尚佳医疗(查看)是河北尚佳医疗器械科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。