

高原制氧机 尚佳医疗 运城制氧机

产品名称	高原制氧机 尚佳医疗 运城制氧机
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

标题3演示(可以不写标题)

用氧安全性对比，1、瓶装氧：高压，相对危险性高。运输过程中钢瓶易发生意外，制氧机什么牌子好，贮存和保管不当易发生包炸，集中存放使用危险性高。2、液态氧：易泄露，易引发火灾，不慎接触会造成严重，如遇火灾、等情况后果严重，超低温状态对管道及罐体损坏性强，超低温保存危险性大。3、制氧：系统运行时瞬间存量只有1-2瓶氧气，无安全隐患，直接由空气分离无需运输分装，有精密监控系统，危险状态可自动关闭系统，常温制氧不损伤管道，制氧机多少钱，安全性高。如需了解更多请前往<http://www.hsshajia.com>尚佳，期待您的到访

制氧设备使用环境及工作条件

产品的使用环境及工作条件

- (1) 安装环境清洁卫生，温度控制在5 ~ 40 ；
- (2) 通风要良好，必要时安装通风散热系统；
- (3) 本设备必须使用带有保护接地线的网电源，并保证接地良好。

电源电压a.c.380V ± 30V；电源频率50HZ ± 1HZ；

(4) 所有的氧气管道禁漏，安装现场禁火、禁油、禁危险物品；

(5) 确定制氧机安装空气源的位置使进口应位于污染少的地方，这些污染源包括:燃烧的废气，气体排放系统，通风口与抽真空排气口等；

(6) 装成后的整机严禁与可燃性油液接触；

(7) 大气压力45MPa ~ 106MPa；

(8) 相对湿度 80%。

(9) 本设备为可长期固定式安装设备；要求用户在设备外部建筑物合适的位置（位于设备附近并且操作者容易操作的地方）为其安装独立供电的三相空气断路器，该断路器的额定电流应与本设备的额定电流相符。

操作方法

制氧设备的操作工作，应当由经过安全常识和专业技术培训的工作人员进行操作，并遵守相关安全条例。

开机：

1) GPRS远程监控器必须安装新的通讯卡（移动/联通）设备才可以启动。

2) 将主电源开关扳至“开”位置，接通主电源；

3) 按控制系统显示器上“启动”按钮，制氧设备按程序自动启动，进入自动运行状态；

4) 新系统头一次启动必须把空气罐的出口阀门关闭，打开罐底的排污阀冲洗内部罐体，冲洗时间不得少于30分钟，完成后缓慢打开所有阀门，扬州制氧机，设备正常工作后再等氧气罐压力达到2.0Bar打开罐底排污阀流量控制在20-30L/min的速度慢慢排放40分钟后可以关闭，目的是冲洗罐体脏物。

5) 待氧气输出压力上升到4.0Bar后，打开氧气输出阀门，即可向医院用氧管网进行供氧，高原制氧机，设备启动结束。

关机：

1) 打开氧气汇流排，确保医院氧气的正常供给。

2) 将制氧机的氧气输出阀门关闭，停止向管网供氧；

3) 待制氧设备进行待机状态后，按下控制系统显示器上“停机”按钮，制氧设备运行3-5分钟后自动停机；

4) 将主电源开关扳至“断”位置，切断主电源；

想了解更多有关制氧供氧系统的知识可以联系我们获取！

高原制氧机-尚佳医疗(在线咨询)-运城制氧机由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司为客户提供“空气净化消毒设备,制氧机设备,中心供氧系统,中心吸引系统”等业务,公司拥有“红美,尚佳,立信”等品牌,专注于医疗器械等行业。欢迎来电垂询,联系人:李经理。