

## 2-8度医用台式冷藏箱

产品名称	2-8度医用台式冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 医用冷藏箱 容积:50L—1028L 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

2-8度医用台式冷藏箱介绍:福意联销售恒温、冷藏设备等等。面对未来,我们充满信心,我们将以坚定不移的为打造一个诚信务实、优良、拥有可持续发展能力的企业而奋斗拼搏,为恒温箱(柜)事业做出我们的贡献!

2-8度医用台式冷藏箱用途介绍:

福意联2-8度医用台式冷藏箱是医疗冷藏的,也可用于储存生物制品适用于、制药厂、医用、疾病预防控制、卫生。系统采用微电脑控制,箱内温度数字显示,控制范围2~8 ,温度均温性 $\pm 2$  之内。多重故障报警,可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警功能。

2-8度医用台式冷藏箱特点:1.福意联针对市场量身定做的生理盐水加温箱,适合各个科研单位使用。2.本公司有多种规格型号可供单位使用,选购,可按照实验室单位的自身条件选购更适合自己的小型实验室恒温箱。3.按照常规实验室需温度调节设计,一般控温范围达到-25度到10度,2-8度,以及2-48度的多种常规温度设计。4.人性化设计:箱体采用优良结构钢板,经优良防腐、喷涂工艺,表面色泽柔和;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防凝露加热功能,方便在湿度大的环境下使用;箱内照明系统使箱体内部一目了然;5.优良不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗。6.高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器,在环境温度-25 - 45 的状况下,仍能够保持箱体内部温度稳定。

2-8度医用台式冷藏箱参数:

2-8度医用台式冷藏箱现场照片:

医用冷藏库储存温度多少根据医用冷藏库建设对存储温度要求一般、试剂、温度在2-8 、 常温库20-30 、 阴凉库2-20 ，对有特殊低温要求如：胎盘，，干，浆，骨髓，生物样品温度在-30 ~-80 应当配备符合其储存要求的设施设备。

2-8度医用台式冷藏箱保存物品以及适用科室：

医用低温、以及特殊温度的物品：：临床、护士、药库、中西。试剂  
：急诊科，发热，检验科，化验科。：，科，新生儿科。

福意联2-8度医用台式冷藏箱是保存药物、、酶、、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8 。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

2-8度医用台式冷藏箱注意事项：

做好三点：一、洗净、注意保养二、少一个月通电1 - 2次，使恒温箱运转10分钟三、不要随便搬挪，更不要用外壳变色剥落重新启用应注意：千万不要马上使用。让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间放置一段时间之后,会导致部机件润滑油过薄。当再次使用时,由于恒温箱内部温度为室温，降额定温度则需要润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油间浸润机件内部。

2-8度医用台式冷藏箱：

承诺:

我公司对货物的质量保做出以下承诺：

保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直达到要求。

维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以恢复。

使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

