

朔州制氧机 立信 一体式制氧机

产品名称	朔州制氧机 立信 一体式制氧机
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

标题2演示(可以不写标题)

分子筛具有极强的吸附特性，微小的油分和细小的显态水分都将造成分子筛孔堵塞，因无法在用户现场进行分子筛再生，故油分和水分堵塞使得分子筛吸附性能下降，令分子筛失效，健身制氧机，产氧量和纯度下降。油份来源为空气压缩机润滑油，定期更换过滤系滤材可保证油份控制在允许范围内水分来源为空气，被压缩的空气水蒸气饱和度上升，水分子团结合成显态的水珠。经冷冻干燥后，显态水珠凝结成液态状水与压缩空气分离。冷冻干燥系工作异常是造成分子筛失效的主要原因。如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，期待您的到访

高原供氧系统操作方法

操作方法

制氧设备的操作工作，应当由经过安全常识和专业技术培训的工作人员进行操作，并遵守相关安全条例。

开机：

- 1) GPRS远程监控器必须安装新的通讯卡（移动/联通）设备才可以启动。
- 2) 将主电源开关扳至“开”位置，接通主电源；

3) 按控制系统显示器上“启动”按钮，制氧设备按程序自动启动，进入自动运行状态；

4) 新系统头一次启动必须把空气罐的出口阀门关闭，打开罐底的排污阀冲洗内部罐体，冲洗时间不得少于30分钟，完成后缓慢打开所有阀门，一体式制氧机，设备正常工作后再等氧气罐压力达到2.0Bar打开罐底排污阀流量控制在20-30L/min的速度慢慢排放40分钟后可以关闭，目的是冲洗罐体脏物。

5) 待氧气输出压力上升到4.0Bar后，打开氧气输出阀门，即可向医院用氧管网进行供氧，弥散式制氧机，设备启动结束。

关机：

1) 打开氧气汇流排，上海制氧机，确保医院氧气的正常供给。

2) 将制氧机的氧气输出阀门关闭，停止向管网供氧；

3) 待制氧设备进行待机状态后，按下控制系统显示器上“停机”按钮，制氧设备运行3-5分钟后自动停机；

4) 将主电源开关扳至“断”位置，切断主电源；

想了解更多有关制氧供氧系统的知识可以联系我们获取！

分子筛制氧机制取系统的维修与保养由吸附塔缓冲罐、氧压机、储氧罐组成。而控制柜、吸附塔、缓冲罐的维护是很少的，只要是配电无误，定不会有其他问题。制氧系统着重是维护保养的有分配阀和驱动汽缸，分配阀也是整套制氧设备举足轻重的核心部位，主要掌握着氧气纯度的高低，输出氧气压力的多少都与分配阀的正常旋转密不可分。

朔州制氧机-立信-一体式制氧机由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司为客户提供“空气净化消毒设备,制氧机设备,中心供氧系统,中心吸引系统”等业务，公司拥有“红美,尚佳,立信”等品牌，专注于医疗器械等行业。，在河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。