

DNA检材柜FYL-YS-828L

产品名称	DNA检材柜FYL-YS-828L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L~1028L 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

DNA检材柜FYL-YS-828L 公司介绍：

北京福意电器有限公司为了满足不断增长的市场需求，采用同步的管理、生产，依托全数控设备的优良工艺，并以优良合理的价格立足于，为性能的恒温冷藏设备。用于高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于存储藏相关有温度要求的物品。

DNA检材柜FYL-YS-828L 行业介绍：

生物物保管柜相关-生物物就是指在经过的处理手段之后，能够得到相应的生物个体或群体的特征的一类物，而该类物基本都出自生物体。（纯属个人总结，而非书本上的定义，如果你有能力，希望你能自己查找相关资料，以便校准。）该类物的一大特点是：均含有能够识别特定个体或群体的物质。其中一大类可以归纳为：出自人体的。例如：毛发、皮屑、液、-、分泌物、排泄物、部分其它等等，由于此类东西均含有相应个体的遗传物质，且人类的个体基因基本不重复，以以上这些“东西”均可作为法律上认可的物。当然还有其它的一些东西，例如对：昆虫、花粉、藻类、真菌等等的识别，也可以作为相应的佐，帮助破案或结案。同时还有一些并非直接出自生物体的“物”，优良常涉及到的就是：齿痕。虽然并非直接出自某个生物个体，但由于其含有可分辨、识别特定个体的信息，因此同样可称为“生物物”。

DNA检材柜FYL-YS-828L 型号参数：

DNA检材柜FYL-YS-828L 产品特点：

1、无氟型制冷剂，爱护环境；2、设计，噪音只有57分贝；3、
的冷凝方式：一半自然对流，一半风冷，即使风冷凝器脏堵，也不容易造成压缩机的损坏；4、
根据门高设计，总高1.89米，不用为搬运及放置的地点发愁；5、内胆及内门采用不锈钢制作；6、
箱内三层隔板可调高度；7、四个优良内门以防冷气散失；8、内腔圆角设计，容易清洗；9、
R232接口（可选），帮助数据分析；10、十分方便拆卸清洗的除尘器；11、配有门锁及电源锁；12、
有光、声报；13、主要零部件全部采用国外，运行更有保障；14、，维护及时，更有保障；

DNA检材柜FYL-YS-828L 注意事项：实验室冰箱多用来储存化学品，手段从根本上优良普通冰箱箱体内部引起火灾、爆燃等隐患因素（即不能有强电和打火）对于实验室安全来说是相当必要的。那么在使用的时候需要注意哪些事项呢？实验室冰箱使用注意事项：1.搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。