

菌种培养用恒温箱430升

产品名称	菌种培养用恒温箱430升
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

菌种培养用恒温箱430升厂家简介：

20度标准品存放在冰箱厂家——福意联（FU.YI.LIAN）企业为了迎接时代的变迁和挑战，公司秉承了不断、顾客上、引时尚，美化生活的经营理念，以顾客需求和体验为追求目标，与时俱进，不断进步。，福意联遍布于100多个和地区营销网络，正在为市场提供着多元化的。

菌种培养用恒温箱430升参数：

菌种培养用恒温箱430升产品特点：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示；

温度分辨率：1（度）； 温度波动度：±0.5（度）；

致冷单元：工业压缩机，无氟致冷剂；

循环单元：优良风机保证工作室温度均匀； 观察窗：大型玻璃观察窗；

箱内照明：日光灯管； 搁架：间距可调搁网。

北京福意联有限公司坐落于风景优美的北京，始成立于1999年。本公司目前主要经营医疗、实验室、电子化工、药厂、食品厂、科研、等单位或用恒温冷藏仪器设备，致力于为恒温温控域贡献自己一份坚量。

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×675×1795mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |

外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L| 温度：2~48 |

外型尺寸：1267×680×2145mm

菌种培养用恒温箱430升注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，优良主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。1）先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手摸冷凝器（箱体后面的散热片），如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。