

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 71126.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱公司说明-

人性化设计，外观简洁内箱实用空间更加宽大合理，温控范围可根据客户需求自行设定，使用更灵活，舒适。无需任何的调控，自动加热，特别是医用盐水、透析液、腹透液、等的加温。

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱公司说明：

的诚信，明天的市场，后天的利润。福意联以客户为尊，以质量为本，为目标市场提供优良的售后，使客户得到优良大的增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系。福意联仪器设备广泛适用于医院、疾控、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测单位及工矿企业等。

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不

破损。3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

多功能医用恒温箱/福意联多功能恒温箱相关-

——术中保温与液体加温在长时间手术、机体手术、大量体腔冲洗、或者需要大量输血输液的手术中，我们会使用到液体加温以保持病人体温稳定，预防和治疗围术期寒颤。术中低体温是和手术中常见的并发症之一，特别是长时间手术、大手术、老年人和小儿手术后尤易发生。体温在手术中的任何时间点 $<36^{\circ}\text{C}$ ，称为术中低体温。据报道，术中低体温的发生率可达到50%~70%。虽然低体温可以降低机体代谢率，减少耗氧量，增加组织器官对缺血、缺氧的耐受力，但也可导致多种并发症，如引起术后寒战、增加切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。<span="">感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。<-->感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。<-->防治手术前环境预热

我科32手术室全部都是优良的层流洁净手术室。患者入室前30 min保持恒定温度在 $23\sim 24^{\circ}\text{C}$ ，并根据体温来动态调整手术室温度。加强体表保温。充气式保温毯是目前公认优良有效的体表保温措施。循环水变暖毯主要用于体外循环。输液输血加温。术中输注与环境等温的液体和库血越多，对患者机体造成“冷稀释”的作用，体温下降就会越快。目前临床上常使用输液加温仪、恒温加热器等加温设备。由于加温液体经过延长管连接静脉，造成热量损失，故加热温度需略高于 37°C ，宜加温 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。人工鼻。用于调整并维持呼体湿度的适宜性。热湿交换器的使用对患者呼出的气体进行加温加湿，对术中的低体温有一定的预防作用。药物防治。优良、右美托咪啶、优良等药物可以有效预防和治疗术中寒颤。

勤发发