

# 全自动中药制丸机设备 济南三延 西安全自动中药制丸机

产品名称	全自动中药制丸机设备 济南三延 西安全自动中药制丸机
公司名称	济南三延机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新东区孙村街道
联系电话	15562668903 15562668903

## 产品详情

中药制丸机是现代社会的进步，中医文化博大精深，传统中医依靠中药，但是中药服用起来麻烦。有了中药制丸机，人们不再为服用中药发愁，中药制丸机的操作很简单。只需要简单的三步，将药粉和成药团，然后放入机器压饼，再把药饼放入挤出一根药条，将药条放入搓丸口进行搓丸，中药丸就做好了。

使用说明：

- 1、本机使用前，取下上盖壳，齿轮箱盖，在各油眼处滴加数滴无水分食用油，再擦洗四根滚轴及与药丸相接触的部位，做消毒处理。
- 2、将上盖壳，齿轮箱盖重新安装复位，接通电源，打开开关，空机转动1-2分钟。
- 3、将调配均匀的团状药料，取适量投入挤压器中，进行出条，然后将药条逐根横放在制丸槽中直接搓制成丸。
- 4、包衣：待药丸制成后，可放在水丸包衣器中，包成白色、红色等外衣。
- 5、烘干方法：药丸制成后，将药丸进入水丸包衣器进行电加热亦可进行烘干，也可用电吹风的热风烘干，也可直接在阳光下晒干。
- 6、抛光方法：将药丸放在水丸包衣器中，连续翻滚，西安全自动中药制丸机，滚动时间越长，表面越光滑。

全自动制丸机主要用于小型药厂和医院研究部门研制及小批量生产之用.优点是体积小、重量轻，易于更换药丸品种，运行平稳，适合放在工作平台上使用.下面为大家介绍它的常见故障，产生原因以及排除方法，首先我们需要必须切断电源，才能进行以下操作.

常见故障：本机通电后，电机不转动。

产生原因：1、电源线接触不良或电源插头松动；2、开关接触不良。

排除方法：1、修复电源或调换同规格插头；2、修理或调换同规格开关。

常见故障：本机工作时突然电机停止转动。

产生原因：电容短路。

排除方法：1、到当地办事处维修部，有专业人员进行维修。

常见故障：加热器发热失效

产生原因：1、插头松动或电源线脱落；2、加热器加热丝熔断。

排除方法：1更换同规格插头或修理电源插座；2、到当地办事处维修部，由专业人员进行维修。

中药制丸机一机多用，可制作生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、包衣、烘干及丸状食品等。用搓刀替换生产大小规格不同的丸剂。材质采用304级不锈钢。适用于医院，小型药厂，全自动中药制丸机厂家，食品开发等单位。

蜜丸：物料细粉用蜂蜜为粘合剂而制成的丸剂，可分为大蜜丸和小蜜丸。由于蜂蜜中含有大量的糖、有机酸、维生素等丰富的营养成分，全自动中药制丸机生产厂家，具有滋补、镇咳、缓下、等作用，同时含有大量的还原糖，可防止中药易氧化的成分变性，且炼蜜粘合力强，与药粉混合后丸剂不易硬化，有较大的可塑性，制成的丸粒光洁、滋润、崩解缓慢、药力持久，是一种很好的粘合剂。

水蜜丸：物料细粉用蜂蜜和水为粘合剂而制成的丸剂。水蜜丸是采用富有营养成分的蜂蜜，加水炼制为粘合剂，且节省蜂蜜，全自动中药制丸机设备，降低成本，易于贮存。所以补益药剂制小蜜丸者，多用蜜水作粘合剂制成水蜜丸。目前应用较普遍，尤其南方气候较湿润的省份，生产水蜜丸者更多。

全自动中药制丸机设备-济南三延-西安全自动中药制丸机由济南三延机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南三延机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制药设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!