

# 内嵌式冰箱fyl-ys-138l

产品名称	内嵌式冰箱fyl-ys-138l
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联公司主要致力于福意联的制造与，是兼制造、销售于一体的恒温设备企业。公司拥有一批丰富的技术人员和的人员，技术力量雄厚，工艺，产品精，具有一套严格的，精细的产品品质和完善的售前，竭诚为您提供质优价廉的产品及服务。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

我们将始终注于此项领域之，不断地进行科技创，利用的及恒温冷藏室设备的科技工艺技术，凭借”以人为本，脚踏实地“的理念，不断引导观念，技术应用材料，为您打造的，拥有的恒温冷藏，公司以”严谨务实“工作态度的设计理念成熟的解决方案的赢得广大客户的信赖。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	
-----		

福意联公司是从事、销售恒温箱能应用设备的技术企业，拥有一支多年从事恒温应用的队伍，并积累了多项恒温技术，用更新、更好、更富科技的产品服务于社会，是福意联人不断追求的目标。福意联公司始终发扬“拼搏进取、锐意开拓”的精神，坚持“以人为本、科技”的企业经营方针，赢得了诸多，福意联公司“以人为本，求是”是公司的经营理念。

#### 内嵌式冰箱fyl-ys-138l技术参数和特征

传感器控制、显示、确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1，箱内温度控制在2--48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体节能照明灯使箱部一目了然内置电纽扣电池，断电防凝露玻璃门设计，带锁结构，安。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

公司以求发展，本公司致力于恒温冷藏系列仪器设备。自成立以来，我公司认真精细地完善每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求品质。我们以完善的技术、严格的检测手段、的经营、的，与的现代化道路共同发展。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。