


阜阳色谱仪 安徽科器|价格优惠 离子色谱仪

产品名称	阜阳色谱仪 安徽科器 价格优惠 离子色谱仪
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

停机步骤

1、停止色谱测量。点击“日程表”菜单，点击红色方块停止按钮，点击“步骤”按钮，在“步骤”界面中失效Stream1即：点击下面的S，使变为 ；再点击“队列”按钮，在队列界面中观察，色谱运行完周期，将停止测量。

2、当色谱停止分析后，即箱体一个显示灯为红色时，停载气。关掉载气（Carrier）

注：停机时，色谱各管线建议不憋压。

3、关掉电源。

4、停电源以后，让仪表风继续吹扫箱体为恒温箱开始降温，阜阳色谱仪，至少吹扫6分钟。吹扫一段时间后关掉仪表风。

色谱使用气体

载气（Carrier）：高纯氮气压力：0.45Mpa（部分仪表根据实际需求调节压力）

高纯氢气压力：0.4Mpa

气仪表风（AIR）：合成空气压力：0.45Mpa

标准气（SPAN）乙烯等（具体数据查看标气瓶数据表及相对应的流路位号）

注：1、每天定时巡检，检查载气压力和仪表风。

载气为消耗气，请按照耗气量及时更换所需要气体，以免影响正常的测量需要。

分析小屋都配备了多路载气气体接入口，离子色谱仪，使用时同时打开载气钢瓶，液质联用色谱仪，调整减压阀使两瓶气体阀后压力产生5psi压差，当一瓶载气用完以后其他一瓶载气会及时给色谱供气，防止色谱干烧而损坏色谱柱。

每个小屋外面都有预处理进样系统，大部分配有气化减压阀，使用定要保证预处理箱的蒸汽打开并且正常给气化阀加热，样品进样压力调整为0.1Mpa以下即可。

气相色谱仪检测器的清洗

1、玷污物质限于高沸点成分，通常可将气相色谱仪检测器加热到较高使用温度后，岛津液相色谱仪，再通入载气，即可清除。

2、气相色谱仪检测器仅存在程度较轻的玷污，此时可用蒸汽清洗的方法。过程是在进样口注入几十微升蒸馏水或丙酮等溶剂，待1~2小时后，检查气相色谱仪基线是否平稳即可。安徽科学器材欢迎您的咨询，我们将竭诚为您服务。

阜阳色谱仪-安徽科器|价格优惠-离子色谱仪由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有限责任公司是从事“气相色谱仪,液相色谱仪,光谱仪,原子吸收分光光度计,质谱仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。