

检测实验台 天津百利鑫宇 检测实验台生产

产品名称	检测实验台 天津百利鑫宇 检测实验台生产
公司名称	天津百利鑫宇实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区盛唐物流园区
联系电话	13512438808 13512438808

产品详情

全钢实验台安装步骤有哪些

全钢实验台

安装步骤：

步：检查柜体底部调整脚的高度，把所有调整脚旋转至距地面5mm的距离，以便地面不平时调整。

第二步：按照图纸把各种类型的柜体摆放到位，观察顶面是否有高低。如不平整，就调整柜底脚，用水平尺参照测量，使横向、纵向水平，柜体边沿齐置后用螺丝或带帽螺栓连结。连结时注意表面的平整，检测实验台生产商，有无凹凸，每个调整脚都须着地，能够承受重力。

第三步：固定侧封板后便可进入台面的安装，如果台面上有水槽和试剂架立柱孔，在粘台面之前开好。

分享一下实验台的安装及质量要求要符合哪些

分享一下实验台的安装及质量要求要符合哪些

实验台是各个行业实验室的基础配套装备之一，它具有设计合理、外型美观的组合结构款式；安装简易方便、坚实承重力强的主体支撑框架；配置了给排水系统、电控系统、气体配送系统和废气输出系统。

其主要包括全钢结构实验台、钢木结构实验台、铝木结构实验台、全木结构实验台、PP结构实验台等种类。下面小编分享一下实验台的安装及质量要求。

1、安装时应妥善保护好台面，不得有污染、刮花和损伤现象。

2、台面安装应方正、平直，检测实验台厂，台面与台面接缝处应平齐，缝隙不大于1.5mm；安装台面接口处应齐平，缝隙顺直、均匀；木质台面需用螺丝稳固，其它材质台面应用胶水粘贴紧。

3、台面玻璃胶质量要求：先用分色纸粘贴胶缝2-3mm，且需平直、均匀。打胶抹平以后，再起除分色纸。

4、在胶未干固以前，检测实验台，禁止触摸胶线。

全钢实验台面的安装方法：

胶粘法和螺丝固定法。

(1)在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶，四周硅胶离柜体边缘10mm-15mm，以防压上面后胶水溢出。

(2)打完胶后把台面平放到柜体上，平放时尽可能一次放到位，不要有人的错位，检测实验台生产，以防挪动时胶水溢出后落在柜体上，不易清洁，影响黏结效果。

(3)放在台面的线条过渡和台面平整，若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即低处用硬质材料垫高，高处用重物下压，具体情况而定。还有一种用螺丝作调节的方法，在钢轨的折边上打眼，然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度，用4mm的螺丝，则打的孔径应为3.2mm即可。

(4)在胶干后，前方台面的压物，接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角，则台面与台面间不要留缝；如果台面边角做成直角，则留出 3mm的缝隙，用来填胶，可参照(

2)中内容。步骤如下：

检测实验台-天津百利鑫宇-检测实验台生产由天津百利鑫宇实验室设备有限公司提供。天津百利鑫宇实验室设备有限公司是一家从事“实验台、通风柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“保全”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使百利鑫宇在实验室设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！