

## 26-50 加温保存箱100L立式加温柜

产品名称	26-50 加温保存箱100L立式加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75028.00/台
规格参数	公司:福意联医用恒温箱 用途:医用液体加温保温 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 26-50 加温保存箱100L立式加温柜产品说明-

用于加温医用，医用液体，减少病人体温流失，可有效预防术中低体温发生,减轻手术应激,保护凝血功能,降低手术风险,得到临床推广应用。本产品适可加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

26-50 加温保存箱100L立式加温柜用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 26-50 加温保存箱100L立式加温柜公司说明：

福意联拥有一支由欧洲顾问、、技师等专家组成的售后团队，积累了多年从事医用恒温箱产品与经营的经验，可以为各类用户提供完善的产品设计、方案、培训及咨询等，可以为用户提供优良优恒温箱方案，解决使用过程中遇到的各种难题。同时，优良的经营、加工设备和完善的检测手段，为给用户快捷提供高的产品提供了有力保障。

### 26-50 加温保存箱100L立式加温柜参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。3、放入后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

26-50 加温保存箱100L立式加温柜售后：

1、售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并根据客户要求提供优良优良合适的解决方案及性价比优良高的产品。

2、售后售后：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。

3、维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

4、售后迅捷：我公司承诺客户售后\*在接到客户咨询或维修等信息后24小时内做出回应；维修售后在做出回应后48小时内安排人员到达现场。

26-50 加温保存箱100L立式加温柜相关-体温过低时，将导致周围血管收缩、静脉瘀滞，循环血量减少、组织缺血缺氧，进而造成组织糖酵解途径增加，乳酸堆积，重则形成深静脉血栓，引发一系列并发症。当体温达到34度时，还会加速小动脉和小静脉的血栓形成。低体温会降低外周血单核细胞分泌细胞因子的活性，抑制中性粒细胞的氧化杀伤作用，减少多核白细胞向感染部位的移动，从而导致免疫力降低，细菌移位，出现感染症状。此外，低温可抑制的活性，使血小板数量减少、功能受到抑制，并且激活纤维蛋白溶解系统，从而导致-时间延长，增加患者术中的-量和对输血的要求。严重低温甚可导致DIC。一般来说，预防纠正低体温措施简单，并且效果显著。先，医生要了解低体温的诱因，对症处理。对于接台手术，要为患者补充足够的能量，对于存在基础疾病的老年患者，尤其要更加注意这点。其次，我们应该控制手术室温度。有研究表明，将手术室温度统一调25，相对湿度调50%~60%，可以明显降低术中低体温的发生，但由于对穿着厚厚手术室的术者来说，这样的温度相对较高。因此，在手术室优良适温度到底是多少这个问题上，专家尚未取得一致的意见。为了解决这个问题，我们可以为患者单独建立温度微环境：利用隔热毯、隔热垫、手术辅料加温（被服加温、手术器械加温）。另一个方法，就是为患者体内加温，利用恒温加热设备对输注、冲洗的液体进行加热，但是这个方法不适用于药品和蛋白制品。目前，各大医院都采用对于术中辅助物品，进行加热的方法来预防低体温症的发生，对于医务工作者来说，这个方法是优良方便快捷且安全的。现在隔热毯使用较少，因为存在很大的安全隐患，取而代之的是将术中所要使用的被服进行加温，安全。

勤发发