

内嵌式保温箱fyl-ys-138l

产品名称	内嵌式保温箱fyl-ys-138l
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

经过近多年的发展，公司造就了一支素质的及队伍，在行业内了广大客户的信赖，本着以求生存，以服务求发展的经营理念，了迅速发展，凭着诚信服务赢得了广大客户的厚爱。良好的企业信誉赢得了经销商的大力支持，设备有大量的零配件，加公司的团队，以优良的产品和的服务赢得了使用客户的广泛赞誉。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

目前产品已销往多个，同时在国内中端市场上显示出了自己的实力。福意联恒温、冷藏设备。我们销售的实验恒温、冷藏设备等，广泛应用于生命基础研究、应用、制药、诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究、商品检验检疫、制药公司、生物科技公司和食品工业等单位。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

----- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

----- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

公司具有强烈的产品意识、雄厚的技术力量、完备的条件、严密的内部。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，求发展”的经营理念。福意联人艰苦扎实的努力度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。

内嵌式保温箱fyl-ys-138l技术参数和特征

内胆材料：采用PS吸附内胆，生锈。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更安全.....抽屉3层以上，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计，便于。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

坚持”以人为本“和”开拓创“的发展理念，注重整体素质的和提，给每个员工提供了充分施展才能的空间，致力打造”诚信团结务实“的团队。对待客户与合作伙伴始终坚持”双赢共进互惠互利共同发展“的思想，竭诚提供优良的产品和细心周到的服务，以更加开放的姿态共谋发展，携手共创美好的未来。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。