

# 全钢实验台规格 百利鑫宇实验台 甘南全钢实验台

产品名称	全钢实验台规格 百利鑫宇实验台 甘南全钢实验台
公司名称	天津百利鑫宇实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区盛唐物流园区
联系电话	13512438808 13512438808

## 产品详情

### 全钢实验台面的安装方法

全钢实验台面的安装方法：

胶粘法和螺丝固定法。

(1)在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶，四周硅胶离柜体边缘10mm-15mm，以防压上面后胶水溢出。

(2)打完胶后把台面平放到柜体上，平放时尽可能一次放到位，不要有人的错位，以防挪动时胶水溢出后落在柜体上，不易清洁，影响黏结效果。

(3)放在台面的线条过渡和台面平整，若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即低处用硬质材料垫高，高处用重物下压，具体情况而定。还有一种用螺丝作调节的方法，在钢轨的折边上打眼，然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度，用4mm的螺丝，则打的孔径应为3.2mm即可。

(4)在胶干后，全钢实验台代理，前方台面的压物，接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角，则台面与台面间不要留缝;如果台面边角做成直角，则留出 3mm的缝隙，用来填胶，可参照(2)中内容。步骤如下：

## 使用全钢实验台应该注意的一些要求

### 使用全钢实验台应该注意的一些要求

我们在使用全钢实验台为方便掌握其使用技巧，有很多在使用过程的注意事项需要我们多加注意，具体有哪些呢？

1、实验台长、宽、高误差 3mm，邻边垂直度符合常规要求（或有关标准），全钢实验台规格，边沿设计合理，使台面残水直接滴到地面，不可顺着侧面流下。所用板材和部件须来自合格厂家，质量符合标准。验收时，随机抽取1~3套，锯开验收，材质与标样比较。

2、台面耐腐蚀、耐强酸强碱，有韧性耐冲击，防火、防水。

3、柜体设计美观大方，颜色搭配合理，断面采用PVC封边，这是为了防水。板件之间连接合理，拆卸方便，不易损坏。

4、门板采用板，外贴1mm厚防火贴面板。背面适当地钻一些小孔，便于玻璃仪器清洗后风干。

全钢实验台的面风速不能过低过高，过高过低都会产生不良影响，面风速过低可能造成有害气体的外泄，而面风速过高的话造成其紊乱，同样会导致有害气体外泄。系统反应速度也是要重视的，需要反应变风量控制系统，甘南全钢实验台，能够将面风速的波动回归稳定。

一套好的全钢实验台有着准确的变风量控制系统，能够维护一个稳定的面风速，一个实验台是否合格，便是通过检测它的视窗口的风速是否维持在 $0.5\text{m/s} \pm 20\%$ 如果气体有害，那么风速可达 $0.8\text{m/s}$ 。这关系到实验人员的生命安全，全钢实验台型号，购买时要仔细挑选，厂家也要认真细致的生产，不要为了节省成本而偷工减料。

实验台安装步骤如下：

先在两块台面接缝处贴上美纹纸。

打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶，若台面留3mm缝，胶有必要填满，以防接缝前裂和胶水脱落。

20分钟后用金属片或刮平台面粘胶，敏捷撕去美纹纸，清洁外表。

台面与柜体的粘接处，打一圈白色硅胶。操作时留意维护台面，有可出现划痕，缺角等现象。

留意事项：

- 1)不要把尖利的金属，工具和同物质的东西放在台面上。
- 2)在施工中，不要撕去台面维护膜。
- 3)在没做维护情况下，不要穿鞋在台面上操作，要先衬托处理。

全钢实验台规格-百利鑫宇实验台-

甘南全钢实验台由天津百利鑫宇实验室设备有限公司提供。天津百利鑫宇实验室设备有限公司是天津天津市,实验室设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百利鑫宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百利鑫宇更加美好的未来。