

犬咬伤清创机 犬咬伤清创设备

产品名称	犬咬伤清创机 犬咬伤清创设备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	超声波频率:130ml/min 脉动压力水流:3000ml/min 安全水压:56kpa
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

被疯狗咬伤，应彻底清洗伤口，并立即接种狂犬疫苗与免疫血清。医疗《犬咬伤清创机》在犬咬伤领域应用广泛，该清创机采用40KHZ的超声波频率，具有98%的杀菌作用。伤口愈合率提高40%，然后应及时以20%肥皂水或0.1%苯扎溴铵(新洁而灭)或其他季铵类药物彻底清洗，以去除残留于伤口的病毒，此与疫苗接种和被动免疫具同等重要性，不可忽视。因肥皂水可中和季铵类的作用，故两者不可合用。冲洗后涂以75%乙醇或2%-3%碘酒，伤口不宜缝合。

犬咬伤，局部出现咬伤瘀点，周围红肿疼痛，甚至烦躁，怕风，恐水，畏光，痉挛抽搐，终至瘫痪而危及生命为主要表现的疫病类疾病。严重者有潜伏期多在3个月左右。典病例临床过程有前驱期、兴奋期、瘫痪期，病程一般不超过6天。初起精神不振，微热头痛，食欲不振等，继则心中常有恐惧，对声、光、

风、痛较敏感，早已愈合的伤口有麻、痒、痛及蚁行感；1~2日后闻声则惊，轻微刺激即可引起抽搐，烦躁，口渴而不能饮水，极度恐水、闻水、见水，谈到饮水，都能引起咽喉痉挛，且多汗流涎，排尿排便困难；后期下肢瘫痪，恐惧消失，痉挛停止，但表情冷漠，口不能闭，气息低微，继而昏迷，预后不良。

犬咬伤清创机简介1.清创机号：2.清创机的结构：犬伤清创机采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。

【产品亮点】1.医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。**【技术特点】**1.高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质破坏健康组织，冲洗工作安全。

2.全自动控制系统：整套控制系统以规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。

注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿” 3.犬清TM弱

碱性清洗消毒剂：含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等，杀毒，无刺激、8小时

长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。

4.多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特

别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针

对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做彻底灌注冲洗等。