

# 保温柜50L4-38度

产品名称	保温柜50L4-38度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联是一家造经售服务于一体的技术型企业。公司积推行与导入化的要求。并建立了完整的保，严格遵循等规范。福意联是一家集制造销售于一体的恒温系列产品的公司。多年来，公司一直秉承”不满意，就退“的企业使命，心怀”力做设备“的美好愿景，兢兢业业地致力于各类的制造与销售，现已成为各大的合作伙伴。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

福意联是一家致力于自主恒温冷藏设备，前沿的制造批发销售型公司，公司坐落于北京市。经过近十几年的发展，公司造就了一支素质的及队伍，在行业内了广大客户的信赖，本着以求生存，以服务求发展的经营理念，了迅速发展，凭着诚信服务赢得了广大客户的厚爱。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

----- 型号：FYL-YS-150L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

----- 型号：FYL-YS-151L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm  
-----

福意联以市场信誉承诺：为客户提供过硬，严格依据协议合同按期交货，操作安全的恒温冷藏设备，为客户之后提供周到的，同时，希望我公司的系列产品能够在广大用户的使用同时，可以更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展。

#### 保温柜50L4-38度技术参数和特征

制冷：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。可视：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度，内设照明灯，便于随时观察箱部存放的物品。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

北京福意始终本着以客户为的原则，销售上服务为本，技术上精益求精，借助于的产品，合理的价格和的服务，在市场中树立了良好的企业形象。信誉、技术是本公司经营战略和行动指南，我们始终坚信信誉、技术、这三者之和才是我们终的产品。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。