

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度

产品名称	100/239/650加温柜加温保存箱20-55度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72612.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度公司说明-

据研究报道，大量常温状态下的医用盐水冲洗，会使患者体温下降，寒战发生率增高。因此在通过术中使用加温的医用盐水，对患者腹腔进行冲洗，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度公司说明：

福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项指标完善的恒温冷藏保存设备。质量优良，竭诚售后，是我公司多年来奉行的。遍布的销售网向广大用户提供咨询、产品选型、三包、检修等的售后，使您无后顾之忧。本公司主要产品有：医用冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

100/239/650加温柜加温保存箱20-55度相关-

冬季是低体温症发病的高峰期，低体温症发病的主要原因是有些人体内产热少，体温调节功能差。特别是老年人和0，对温度的变化不那么敏感。即使室内温度低也可能感觉不到。导致保温防护能力差，当体温下降到35 以下时，就会发生低体温症。手术中的患者优良容易引起低体温这一常见的并发症，特别是长时间的大型手术，多发生在手术中，发生率为60%-80%。低体温可能影响心血管系统、增加手术部位的感染风险、增加失和输要求和增加寒战的发生率。手术期间引起低体温的原因有以下几点：1.引起的体温调节分布，1小时后，体核温度降低1-1.5 。2.大多数手术室都保持在22 -24 的低温状态。3.腹部和药品手术中打开体腔，皮肤的长期暴露，4.注射冷的静脉输液和液制品，温度4 。

勤发发