

恒温摇床生产厂家 莱普特科学仪器公司 恒温摇床

产品名称	恒温摇床生产厂家 莱普特科学仪器公司 恒温摇床
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

恒温摇床使用说明

- 1、装入合适的培养烧瓶或者试管。
- 2、每次停机前，各开关应置于非工作状态，定时器置“零”，切断电源。使用仪器前，恒温摇床，先将调速旋钮置于较小位置，关“振荡开关”。
- 3、仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应保持清洁整齐，通风干燥，给排水方便。选择定时，将定时旋钮调至定时或常开”位置。
- 4、接通外电源，恒温摇床厂家，将电源开关置于开”的位置，指示灯亮。开振荡开关”，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，观察转速显示屏，升至所需转速。
- 5、选择恒温摇床的温度和转动频率:请参照使用说明书操作即可。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

摇床主要特点

- 1.设有机械定时。
- 2.温控准确数字显示。

- 3.弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
- 4.无级调速，运转平稳，操作简便安全。
- 5.开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。
- 6.内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

北京莱普特科学仪器有限公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售摇床，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，恒温摇床生产厂家，赶快拨打图片上的热线电话！

摇床维护保养

- 1、正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，恒温摇床品牌，可延长仪器的使用寿命。
- 2、仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝、控制元件及紧固螺。
- 3、严禁在正常工作的时候移动机器，用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
- 4、恒温摇床经长期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，加热系统出现异常、传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，加热恒温出现异常，电控元件失效等故障。
- 5、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。
- 6、严禁物体撞击恒温摇床，严禁儿童接近机器，以防发生危险。

恒温摇床生产厂家-莱普特科学仪器有限公司-恒温摇床由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！