

中心供氧厂家 北氧启创

产品名称	中心供氧厂家 北氧启创
公司名称	湖北北氧启创医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24）
联系电话	18171417280 18171417280

产品详情

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

中心供氧工作人员需持证上岗，中心供氧厂家，必须经过安全教育考核合格。熟悉《压力容器安全技术监察规程》的有关规定和低温液体的特性及其危险性。应熟悉产品使用说明书、设备工艺流程、设备上各种阀门、仪表及其作用和操作程序；在发生故障和意外事故时必须能独立采取紧急安全措施。液氧充灌时，中心供氧工作人员必须在场，监督供方按操作规程进行，监控周围场景安全，禁止易燃爆物品靠近。阀门的启闭应缓慢进行，避免太快太猛，避免出现火花或损伤连接密封面；

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

吸入器停止使用时，应关闭吸入器气源；如需取下时，应用手握住吸入器，进行后取下(不同供氧终端插座的方法由工程安装方培训使用)，然后到掉瓶体内的水进行清洗消毒后，存放于无腐蚀和通风良好的室内。

中心供氧系统主要技术指标

- 、内容器工作压力为0.8Mpa。
- 、内容器出厂封存压力为0.02Mpa。

- 、汽化器的工作压力为1.6 Mpa。
- 、汽化器的工作环境温度为-40 ~ 50 。
- 、氧气管道气体流速不大于10m/s。
- 、设备带安装位置距地面高度为1.3—1.5m。
- 、氧气管道通径应保证、呼吸机和其它的使用，终端压力不低于0.4Mpa，普通病房终端压力不低于0.2 Mpa。
- 、在使用流量条件下，远管道压力损失不超过10%。
- 、氧气管道系统耐压试验压力为1.25倍的管道系统工作压力，氧气管道系统气密性的试验压力为管道系统工作压力，每小时泄露率应 0.5%。
- 、每个供氧终端流量不小于10L/min。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

控制装置控制装置包括气源切换装置，减压、稳压装置和相应的阀门、压力表等。供氧管道供氧管道是将氧气从控制装置出口输送至各用氧终端。空气是由氧气瓶输送出去。用氧终端用氧终端设在病房、手术室和其他用氧部门。在用氧终端安装有快速插拔式密封插座，使用时只需将供氧设备（氧气湿润器、呼吸机等）的接头插入插孔内，即可供氧，并可靠地保证密封；不用时，可以拔下供氧设备的接头，也可关闭手动阀门。

中心供氧厂家-北氧启创(在线咨询)由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。湖北北氧启创医疗设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的医疗设备等行业积累了大批忠诚的客户。北氧启创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！