

# 医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I

产品名称	医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72536.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I公司说明-

福意联利用科技创新，精益求精，满足，不断创造出更加符合客户需要的制冷产品，为保障人们的食品卫生和提升人们的生活而不懈努力！产品广泛应用于科研院校、卫生、、生物制药、药房、制药厂、血站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱北京福意联fyl-ys-430I相关-体温过低时，将导致周围血管收缩、静脉瘀滞，循环血量减少、组织缺血缺氧，进而造成组织糖酵解途径增加，乳酸堆积，重则形成深静脉血栓，引发一系列并发症。当体温达到34度时，还会加速小动脉和小静脉的血栓形成。低体温会降低外周血单核细胞分泌细胞因子的活性，抑制中性粒细胞的氧化杀伤作用，减少多核白细胞向感染部位的移动，从而导致免疫力降低，细菌移位，出现感染症状。此外，低温可抑制的活性，使血小板数量减少、功能受到抑制，并且激活纤维蛋白溶解系统，从而导致-时间延长，增加患者术中的-量和对输血的要求。严重低温甚可导致DIC。一般来说，预防纠正低体温措施简单，并且效果显著。先，医生要了解低体温的诱因，对症处理。对于接台手术，要为患者补充足够的能量，对于存在基础疾病的老年患者，尤其要更加注意这点。其次，我们应该控制手术室温度。有研究表明，将手术室温度统一调25，相对湿度调50%~60%，可以明显降低术中低体温的发生，但由于对穿着厚厚手术室的术者来说，这样的温度相对较高。因此，在手术室优良适温度到底是多少这个问题上，家尚未取得一致的意见。为了解决这个问题，我们可以为患者单独建立温度微环境：利用隔热毯、隔热垫、手术辅料加温（被服加温、手术器械加温）。另一个方法，就是为患者体内加温，利用恒温加热设备对输注、冲洗的液体进行加热，但是这个方法不适用于和蛋白制品。目前，各大医院都采用对于术中辅助物品，进行加热的方法来预防低体温症的发生，对于医务工作者来说，这个方法是优良方便且安全的。现在隔热毯使用较少，因为存在很大的安全隐患，取而代之的是将术中所要使用的被服进行加温，安全。

勤发发