

十堰呼叫系统 北氧启创医疗设备 医院无线呼叫系统

产品名称	十堰呼叫系统 北氧启创医疗设备 医院无线呼叫系统
公司名称	湖北北氧启创医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期） 第2幢1层8商号房（24）
联系电话	18171417280 18171417280

产品详情

呼叫存贮与清除：分机呼叫主机而主机无人处理时，主机将该分机号存贮，可存贮9个。存贮的分机上“叫通指示”灯点亮。一览表上对应指示灯闪亮，数码显示窗口及走廊显示屏轮翻显示所存贮的内容。位数是存贮顺序，数字越大，存贮的越早；后两位为分机号。欲清除存贮的内容方法有以下几个：、在待机状态按一下一览表上对应按钮；第二、按一下分机上的清除按钮；第三、主机可以拨叫分机并与其通话。

护理级别设定：在待机状态按一下特护设定键，对应指示灯点亮表示已进入设定状态，再按一下特护设定按键，对应指示灯熄灭，系统进入待机状态，并将您设定的床位地保存（停电不丢失）。直到您下次重新设定。如果键入一次后1分钟内无新的键入主机将现有设定保存，并恢复到待机。

湖北北氧启创设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

1, 医用呼叫系统安装, 主机采用环保塑料外壳, 轻巧美观实用。2, 主机与床位指示灯合二为一, 简单明了, 指示明确。3, 主机LCD液晶显示屏菜单操作: 可汉字操作所有的菜单功能, 4, 分机在线弹性编码: 可在线任意修改或设定分机号码。5, 分机无中断呼叫: 不管是在待机还是振铃状态下, 只要有分机呼叫均能呼入并显示。6, 主机多功能显示: 主机显示窗口可显示呼叫的分机号、顺序。7, 振铃音量调节: 主机有16级音量。白天夜晚音量自动转换。8, 系统有12首和弦音乐, 不同分机可设定不同音乐。9, 主机二级护理级别任意设定: 可根据病员病情为分机设置二种不同护理级别。10, 护理分机呼叫可中断低级护理分机通话。11, 主机、分机任意复位清除, 医院无线呼叫系统, 主机、分机通话后自动复位, 不需任何操作。12, 医院呼叫对讲系统, 音乐数码走廊显示屏: 分机呼叫时走廊显示屏有12首和弦音乐循环播放提示, 无呼叫时可显示当前时间。13, 主机未处理提示: 分机呼叫时如护士未能处理呼叫, 系统自动定时报警提示, 十堰呼叫系统, 直至处理完毕为止, 有效的避免了事故的发生。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上, 锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾!

当前大多数医院只能靠进步医院效劳人员的本质, 改进传统的医院效劳窗口的方法改进效劳形象。而呼叫中心的建造, 为医院供给了一个电子化(电话、Internet等)的效劳窗口, 然后有效地发明医院的品牌效应。

另一方面, 因为方针方面的约束, 医院不可能经过传统的群众媒体进行宣扬。而呼叫中心的建造, 为医院的宣传拓荒了一个全新的群众媒体, 即电话和Internet的媒体。

十堰呼叫系统-北氧启创医疗设备-医院无线呼叫系统由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。湖北北氧启创医疗设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为医疗设备具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!