

保温样本保存箱车载运输样品保存箱

产品名称	保温样本保存箱车载运输样品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联企业经过了十多年的设备推广。值得骄傲的是我们在农业食品等领域累积了大量的宝贵和建立了强大的客户端。尤其是我们的”福意联“设备，历经了十几年的发展历程，目前已成为国内行业食品安全行业行业教育领域领域等享有美誉，企业已经具备了优势的度。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

福意联面向及市场，分不同区域，恒温设备系列产品，以及冷冻冷藏运输设备。福意联（Fuyilian）企业凭借经营理念、以技术、服务、完善的为主源头，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

“服务”树立企业形象；“ ”造就企业发展机会；“ ”确立企业行为规范；“理解”建立企业良好文化。公司这就是一个企业在日益激烈的市场竞争中立，以无论在市场竞争多么激烈的景况下我们与客户之间都要把诚信放到靠前位。

保温样本保存箱车载运输样品保存箱技术参数和特征

安全性--多重安全装置，低温、传感故障、断电。宽使用范围--LED数码显示，温度2--48（每度可调）。产品--安全工质，产品材料全部为材质。人本设计--门体安全锁设计，自动化霜，外门防凝露。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

我们一贯秉承”服务客户、服务价值“的服务理念，为客户、便捷、放心的品质服务。福意联公司自成立以来，一贯坚持”诚信铸就品质“，坚持以化、化、规模化为经营理念。本公司拥有”勤奋、务实、诚信、“的企业精神和”勤业、敬业、精业、创业“的员工精神。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。