

## 嵌入保冷柜温度为4 ± 1 福意联冷藏柜

产品名称	嵌入保冷柜温度为4 ± 1 福意联冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联司是一家多元化公司；公司经过长期的研究和不断的技术积累，制造了恒温系列，冷藏系列，低温系列，车载冷链系列，高低温系列等多个品种系列的产品；在中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

北京福意联拥有销售人员、技术、技术工程师、工程师组成的素质人才队伍，并以”诚信为本“为经营宗旨，力求以新的技术、好的产品、优的服务临床需要，提水平，造福于社会。福意联企业一直秉承着”以德敬人、以诚立人“的宗旨，企业倡导追求扎实的关。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠)

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	
-----		

北京太原天津合肥武汉济南西安石家庄呼和浩特等各大城市均有经销商，拥有的市场销售，技术支持，送货物等。发展历程中，我们一直秉承“用知信创造科技，用信誉和服务回报社会”的经营理念，以精良的产品，的服务赢得市场的，产品销售网络覆盖各地，远销。

嵌入保冷柜温度为4 ±1 福意联冷藏柜技术参数和特征

产品性能：控温：微电脑智能温控，亮LED数字设定、数字显示；温度分辨率：1（度）；温度波动度：±1（度）；功能：±5 超温响起，另有几款产品有断电，温感故障；致冷单元：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：风机保工作室温度均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：方便观察；搁架。

### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联拥有而素质的团队，遵循现代企业运行原则，为客户提供品质价格适中的各类产品。欢迎的客户和我们联系，相信我们的产品能为您赢得广阔的市场，让我们为了共同发展。企业目标：承担社会责任，追求共同发展，一心一意做好产品，做大家的产品，成为国内的恒温设备供应与服务企业。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。