

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L

产品名称	恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70514.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L公司说明-

北京福意电器有限公司是集一家经营,销售,维护为一体的综合性仪器售后商,公司秉承“以德敬人,以诚待人”的一贯,以优良的好,实惠的价格,诚信.务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全球多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为优良影响力的仪器供应商。

产品别称: 医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L用于: 生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等,温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温,液体受热均匀,操作简便,帮助病人在手术过程中保持适当温度,提高手术护理质量。

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L产品参数:

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L相关-

外科手术中热量的散失是通过以下途径进行的，辐射和对流散热占病人散热总量的85%。护士应建议患者穿上袜子和戴上头罩，以便在术前保持身体温暖。即使这样患者在手术中还是会感觉非常寒冷，特别是当体腔被打开后。预防患者术中寒冷的办法应注意两点，一是巡查护士要根据该手术方案为患者盖上或铺上调温型毯子。二是，值班护士应提前将冲洗液或注射液放在加温箱中进行加热。加温的物品有三部分：1.注射液体：静脉输液、血液和血液制品加热到37℃。2.手术中使用的生理盐水、冲洗液同样要加热到接近人体体温，以防体热的散失。3.患者使用的被服、手术中应用的器械，如手术室、剪子等，经过杀菌处理后，放在恒温箱中进行恒温保存。目前，为避免手术中低体温的并发症。新进手术室必须配备手术室保温柜。手术室保温柜的控温范围在2-48℃，并且每度可调可控。巡查护士根据手术要求，提前备好加温液体。FYL-YS-280L手术室保温柜500ml的生理盐水可放96瓶~120瓶，但是不建议优良大限度摆放，摆放瓶数较多会造成空气流通不均匀，加热速度慢，加热不均衡等问题。对手术中低体温并发症的预防，需要医院院感部门的监督与管理。在调温型毯子和手术室液体加温箱的采购上做到严格把关。护士长应检查落实手术前的执勤护士的准备工作，做到准备齐全、无疏漏。确保患者生命安全。

恒温箱 (加温箱)FYL-YS-1028L

勤发发