

shimadzu电子天平维修

产品名称	shimadzu电子天平维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

shimadzu电子天平维修，shimadzu电子秤维修

该系列电子天平具备了优良的特点:1.精度及灵敏度高,反应速度快；2.线路模式**,选材和制作工艺精良,因而产品可靠性高,抗**能力强,使用寿命长,长期使用稳定性好,可以适应恶劣的使用环境并长时间连续工作；3.具有自动校正功能；4.具有下挂钩功能；5.具有单位转换功能,可在7个单位之间任意转换；6.天平配置有数据输出接口,可直接连接打印机进行数据打印,更可直接与计算机接口,进行数据的采集、统计,同时,计算机也可以通过接口来控制天平的工作,对天平进行实时的远程控制；

日本岛津电子天平型号

AUW120D

AUW220D

AUW120

AUW220

AUW320

AUX120

AUX220

AUX320

AUY120

AUY220

ATX224

ATX124

ATY224

ATY124

UW420S

UW820S

UW4200S

UW8200S

UW220H

UW420H

UW620H

UW820H

UW1020H

UW2200H

UW4200H

UW6200H

UX420S

UX820S

UX4200S

UX8200S

UX220H

UX420H

UX620H

UX820H

UX1020H

UX2200H

UX4200H

UX6200H

TW223L

TW323L

TW423L

TX223L

TX323L

TX423L

TX2202L

TX3202L

TX4202L

TXB622L

TXB6201L

日本岛津固含量快速水分测定仪

MOC-120H

MOC63U

型号

TW223L ,

TW323L ,

TW423L ,

TX223L ,

TX323L ,

TX423L ,

TX2202L ,

TX3202L ,

TX4202L ,

TWC323L ,

TWC623L ,

TXC323L ,

TXC623L ,

TXB222L ,

TXB422L ,

TXB622L ,

TXB621L ,

TXB2201L ,

TXB4201L ,

TXB6201L ,

TXB6299L ,

常见故障及排除方法外接连接打印机电子天平维修 故障现象 故障原因 处理方法
开机不显示 1.电源插头接触不良2.开关按键接触不良3.内部电路损坏 1.检查交流电源插座2.更换开关按键3.需返回工厂维修
显示 F-3 有按键短路 更换短路按键显示 F-5 1.传感器损坏2.A/D 转换损坏 1.更换传感器2.需返回工厂维修
显示 F-H、F-L 1.天平秤盘上重物2.校正数据出错3.传感器损坏 1.去除秤盘上重物2.按去皮键开机读备份数据，对天平进行重新校正3.返厂维修校正时显示 C-F 天平零位不稳定或不在零点 1.去除秤盘上重物2.按去皮键开机读备份数据，对天平进行重新校正

關凡炎惇爽簠维修\割柑醜 ,

3.返厂维修校正时显示 C-F 天平零位不稳定或不在零点 在空秤盘时按去皮键使天平显示0,再进行校正显示 F-2 1.A/D

转换出错2.传感器损坏 需返回工厂维修不能进行232通信 1.通信参数设置错误2.通信连接线错误3.内部232 芯片损坏 1.检测C3 **设置参数是否正确2.检测通信连接线是否正确3.更换 232 芯片外接连接打印机电子天平维修

shimadzu电子天平维修