

100%瓶底实拍批发自然美洁美清怡棕色保湿非离子彩色美瞳隐形眼镜

产品名称	100%瓶底实拍批发自然美洁美清怡棕色保湿非离子彩色美瞳隐形眼镜
公司名称	长沙市天心区博士明眼镜店
价格	23.00/只
规格参数	类型:彩色美瞳 规格:一片一瓶 品牌:自然美
公司地址	长沙市天心区青园路铁道学院总务处18号。
联系电话	86-073188621709 13973141183

产品详情

类型	彩色美瞳	规格	一片一瓶
品牌	自然美	型号	一年型
材质	hema		

商品编号：	
商品名称：	自然美洁美清怡棕色保湿非离子彩色美瞳隐形眼镜
计价单位：	瓶[内含1片]
规格：	日戴年抛型
产地：	北京
屈光度：	平光(0度-1000度) 100度600度，每25度一级；650度至1000度，每50度一级
直径：	13.90mm；中心厚度0.06mm
基弧：	8.5mm
含水量：	38%；材质:hema
颜色：	棕色美瞳
积分数：	
白金会员价：	29元/瓶[内含1片]

：	
购物提示：	我们除了不能亲自为您验光，所有产品和服务跟您亲临眼镜店都是一样的！均为实物拍摄，所见所得
有效期限至：	三年以上（厂家直供 保证新鲜）
特别提醒：	订购请留言度数，没度数留言平光，一副隐形眼镜要订两只，快递首选申通或圆通，

最早的彩色隐形眼镜，是为了帮助眼睛受伤的人遮盖眼睛瑕疵而发明的，后来被广泛地应用到电影化妆中。随着生活的日益丰富多彩，彩色隐形眼镜也以其独有的魅力渐渐地渗透到我们的工作和生活中。它不再像传统的普通隐形眼镜一样拘泥于矫正视力的功能，而是成为了时尚人士妆扮自己，彰显个性的新潮化妆用品。现今，越来越多的青年时尚人群开始将乌溜溜的黑眼珠变成深邃的蓝、前卫的绿、迷幻的紫...

1、彩色隐形眼镜的材料

彩色隐形眼镜一般是采用hema混合材料,以hema为基质，加入其他辅料的亲水性软镜材料。然后加以染色或涂色用于眼的美容和矫形。

彩色隐形眼镜属于软性接触镜（soft contact lens, scl）的主要成分是以下几种。

（1）：聚甲基丙烯酸羟乙酯(poly-hydroxyethylmethacrylate, phema)。（2）：hema混合材料,以hema为基质，加入其他辅料的亲水性软镜材料。（3）：非heme材料，不含有heme成分的亲水性软镜材料。

2、彩色隐形眼镜的含水量

含水量：scl充分水合后含水的重量百分比率称为含水量。低含水量：30%~50% 中含水量：51%~60% 高含水量：61%~80% 美国食品和药物管理局（fda）将含水量低于50%的材料定为低含水材料，含水量高于50%的材料定为高含水材料。又根据材料的表面离子性将其分为4个类型，分类方法如下：

类：低含水非离子性材料， 类：高含水非离子性材料 类：低含水离子性材料，
类：高含水离子性材料。

3、隐形眼镜有哪些优点

保持配戴者的自然面容 对鼻梁和耳朵无压迫感 适于屈光参差者（两眼屈光度数相差>2.00d）
适于某些特殊职业（如军人，演员，运动员等） 较好地矫正不规则散光（如圆锥角膜）
保护角膜（如暴露性角膜炎） 美容效果（有色隐形眼镜掩盖角膜白斑）

4、色彩效果

（1）棕色效果明显

棕色最大的特点就是佩戴效果会比较明显，而且也比较适合亚洲人的眼球颜色，显得比较洋气。

（2）黑瞳有很好的增大效果 黑色的美瞳增大效果比较明显，其黑色的外圈，放射状的纹路，佩戴上会有很好的扩大效果。另外，bescon水晶黑的效果会比较自然，不仔细看是不知道戴了彩片的，只是回觉得眼睛神奇的变大了。（3）灰色感觉最迷离 灰色效果比较特别，给人的感觉迷离忧郁。灰色的镜片比较适合皮肤较为白皙的用户佩戴。另外，灰色的隐形眼镜也适合男生佩戴，葡萄彩的许多男性用户都会选择购买灰色的隐形眼镜。效果比较好的有geo冰凝灰，neo新之目灰。（4）蓝色最深邃 蓝色镜片则更适合肌肤白皙、白里透红的美眉佩带。通常个性鲜明，脸庞轮廓鲜明的美眉佩带起来效果会很好。蓝色的镜片会让眼睛看起来特别深邃。

5、彩色隐形眼镜的中心厚度

中心厚度：通常是指scl的几何中心厚度的计量参数，单位为mm。以下是彩色隐形眼镜的厚度标准。

1. 超薄型：< 0.04 2. 标准型：0.04 ~ 0.09 3. 厚型：> 0.09 高含水量scl不可能制成薄镜

[编辑本段]

隐形眼镜佩戴注意事项

初次购买隐形眼镜请去医院或正规连锁眼镜店做常规检查，确认您没有沙眼、结膜炎等严重眼疾病，而且可以使用隐形眼镜。青光眼、激光手术3年内、角膜移植和医生确认不能使用隐形眼镜者，请勿私自购买。隐形眼镜乃医药物件，因此，不可与任何人士共用。共用隐形眼镜可能会引起和传播眼疾。若您的眼睛无缘无故地感到不适、眼睛流泪、视觉改变或有红眼症，立即把隐形眼镜取出，切勿私自盲目处理。

一、配戴时间

第一天 不超过四小时 第二天 不超过六小时 第三天 不超过八小时 第四天 不超过十小时 第五天及以后十二小时以内 彩色隐形眼镜配戴时间应视个人眼睛状况再减少配戴时间

二、佩戴方法

1.洗干净手后,在戴镜片之前要确认镜片是否有异常。特别是要确认镜片的正面和背,观察正面和背面是不是弄反了。戴镜片之前确认镜片的正确状态和反过来的状态。2.如镜片折叠或紧贴在手中,就将新鲜的食盐水充分洒在镜片上,并用手轻轻地柔一柔。这样仍无效果就把镜片浸泡在食盐水中,一直到恢复到原形。经过粘上了的时候,千万不要碰它。只要充分放入食盐水过一个晚上就会恢复到原来状态。3.把隐形眼镜放到右手食指指尖上,看好镜片的正面并用左手的中指轻轻地打开上眼皮,然后用持镜处的手轻轻地打开下眼皮,此时眼珠子露很大,就在这时候,把镜片轻轻地贴在眼部中间。镜片碰到眼珠上,就往下看的同时把手放开,这样镜片才能正确到位。

如果戴上之后感到不舒服,可以眨一眨眼睛,使得镜片找到正确的位子,并维持眼睛的均衡。

三、取出方法

1.洗干净手 2.安全取出镜片的方法 (1) 洗完手后必须晾干手上的水份。(2) 用左手中指抓上眼皮,用右手中指抓下眼皮,然后上下拉开。(3) 视线要往上看,食指触到镜片底部。(4) 利用食指将镜片推向眼白中。(5) 用拇指和食指在5刻及7刻的方向将镜片取出来

四、护理注意事项

1、每天均须更新护理液体，最少要隔三天仔细清洗一次，用肥皂把手洗干净，倒护理液在手心，把镜片放上去，用食指按摩正反面各15次；2、免揉搓消除蛋白质的护理液只炒作概念，必须揉搓镜片并仔细清洗。不然蛋白质会沉积在镜片上，引起视物模糊。镜片的寿命也会缩短。

3、按摩完了，再用夹子夹住镜片，用干净的护理液，旋转镜片正反面并冲洗干净。4、冲洗完毕镜片后，放在伴侣盒子里面泡，护理液须淹没镜片浸泡，每天不得少于六小时，注意不要让伴侣盒的盖子碾过镜片，以免碎裂。5、长期不戴，请隔二天更新一次护理液。6、如果长期不戴，你决定明天要戴了，那今天晚上所有的护理程序必须重新做一次哈。还有请不要戴眼镜过夜，戴镜片过夜将使角膜处于无氧状态，长期容易引起过敏及发炎。【最后小提醒】尽管现在彩色隐形眼镜非常潮兴，但是我们还需要注意到它的确还有很多问题的存在。彩色隐形眼镜是在普通隐形眼镜镜片上加镀颜色，它在超微结构下呈网状结构，镀上去的颜色会堵住镜片的部分透气孔，阻挡眼睛与空气中氧气和水分的交换，从而降低镜片的透氧透气性。所以彩色隐形眼镜只能偶尔当饰品使用哦。最早的彩色隐形眼镜，是为了帮助眼睛受伤的人遮盖眼睛瑕疵而发明的，后来被广泛地应用到电影化妆中。随着生活的日益丰富多彩。

彩色隐形眼镜也以其独有的魅力渐渐地渗透到我们的工作和生活中。它不再像传统的普通隐形眼镜一样拘泥于矫正视力的功能，而是成为了时尚人士妆扮自己，彰显个性的新潮化妆用品。现今，越来越多的青年时尚人群开始将乌溜溜的黑眼珠变成深邃的蓝、前卫的绿、迷幻的紫...

1、彩色隐形眼镜的材料

彩色隐形眼镜一般是采用hema混合材料,以hema为基质,加入其他辅料的亲水性软镜材料。然后加以染色或涂色用于眼的美容和矫形。

彩色隐形眼镜属于软性接触镜 (soft contact lens, scl) 的主要成分是以下几种。

- (1) : 聚甲基丙烯酸羟乙酯(poly-hydroxyethylmethacrylate , phema)。
- (2) : hema混合材料,以hema为基质,加入其他辅料的亲水性软镜材料。
- (3) : 非heme材料,不含有heme成分的亲水性软镜材料。

2、彩色隐形眼镜的含水量

含水量: scl充分水合后含水的重量百分比率称为含水量。

低含水量: 30% ~ 50%

中含水量: 51% ~ 60%

高含水量: 61% ~ 80%

美国食品和药物管理局 (fda) 将含水量低于50%的材料定为低含水材料,

含水量高于50%的材料定为高含水材料。又根据材料的表面离子性将其分为4个类型,分类方法如下:

类: 低含水非离子性材料,

类: 高含水非离子性材料

类: 低含水离子性材料,

类: 高含水离子性材料。

3、隐形眼镜有哪些优点

保持配戴者的自然面容

对鼻梁和耳朵无压迫感

适于屈光参差者 (两眼屈光度数相差 $>2.00d$)

适于某些特殊职业 (如军人, 演员, 运动员等)

较好地矫正不规则散光 (如圆锥角膜)

保护角膜 (如暴露性角膜炎)

美容效果 (有色隐形眼镜掩盖角膜白斑)

4、色彩效果

(1) 棕色效果明显

棕色最大的特点就是佩戴效果会比较明显，而且也比较适合亚洲人的眼球颜色，显得比较洋气。

(2) 黑瞳有很好的增大效果

黑色的美瞳增大效果比较明显，其黑色的外圈，放射状的纹路，佩戴上会有很好的扩大效果。另外，bescon水晶黑的效果会比较自然，不仔细看是不知道戴了彩片的，只是回觉得眼睛神奇的变大了。

(3) 灰色感觉最迷离

灰色效果比较特别，给人的感觉迷离忧郁。灰色的镜片比较适合皮肤较为白皙的用户佩戴。另外，灰色的隐形眼镜也适合男生佩戴，葡萄彩的许多男性用户都会选择购买灰色的隐形眼镜。效果比较好的有geo冰凝灰，neo新之目灰。

(4) 蓝色最深邃

蓝色镜片则更适合肌肤白皙、白里透红的美眉佩带。通常个性鲜明，脸庞轮廓鲜明的美眉佩带起来效果会很好。蓝色的镜片会让眼睛看起来特别深邃。

5、彩色隐形眼镜的中心厚度

中心厚度：通常是指scl的几何中心厚度的计量参数，单位为mm。以下是彩色隐形眼镜的厚度标准。

1. 超薄型: < 0.04

2. 标准型: 0.04 ~ 0.09

3. 厚型 : > 0.09

高含水量scl不可能制成薄镜

[编辑本段]

隐形眼镜佩戴注意事项

初次购买隐形眼镜请去医院或正规连锁眼镜店做常规检查，确认您没有沙眼、结膜炎等严重眼疾病，而且可以使用隐形眼镜。青光眼、激光手术3年内、角膜移植和医生确认不能使用隐形眼镜者，请勿私自购买。隐形眼镜乃医药物件，因此，不可与任何人士共用。共用隐形眼镜可能会引起和传播眼疾。

若您的眼睛无缘无故地感到不适、眼睛流泪、视觉改变或有红眼症，立即把隐形眼镜取出,切勿私自盲目处理。

一、配戴时间

第一天 不超过四小时

第二天 不超过六小时

第三天 不超过八小时

第四天 不超过十小时

第五天及以后 十二小时以内

彩色隐形眼镜配戴时间应视个人眼睛状况再减少配戴时间

二、佩戴方法

1.洗干净手后,在戴镜片之前要确认镜片是否有异常。特别是要确认镜片的正面和背,观察正面和背面是不是弄反了。

戴镜片之前确认镜片的正确状态和反过来的状态。

2.如镜片折叠或紧贴在手中,就将新鲜的食盐水充分洒在镜片上,并用手轻轻地柔一柔。这样仍无效果就把镜片浸泡在食盐水中,一直到恢复到原形。经过粘上了的时候,千万不要碰它。只要充分放入食盐水过一个晚上就会恢复到原来状态。

3.把隐形眼镜放到右手食指指尖上,看好镜片的正面并用左手的中指轻轻地打开上眼皮,然后用持镜处的手轻轻地打开下眼皮,此时眼珠子露很大,就在这时,把镜片轻轻地贴在眼部中间。镜片碰到眼珠上,就往下看的同时把手放开,这样镜片才能正确到位。

如果戴上之后感到不舒服,可以眨一眨眼睛,使得镜片找到正确的位子,并维持眼睛的均衡。

三、取出方法

1.洗干净手

2.安全取出镜片的方法

(1) 洗完手后必须晾干手上的水份。

(2) 用左手中指抓上眼皮,用右手中指抓下眼皮,然后上下拉开。

(3) 视线要往上看,食指触到镜片底部。

(4) 利用食指将镜片推向眼白中。

(5) 用拇指和食指在5刻及7刻的方向将镜片取出来

四、护理注意事项

1、每天均须更新护理液体,最少要隔三天仔细清洗一次,用肥皂把手洗干净,倒护理液在手心,把镜片放上去,用食指按摩正反面各15次;

2、免揉搓消除蛋白质的护理液只炒作概念,必须揉搓镜片并仔细清洗。不然蛋白质会沉积在镜片上,引起视物模糊。镜片的寿命也会缩短。

3、按摩完了,再用夹子夹住镜片,用干净的护理液,旋转镜片正反面并冲洗干净。

4、冲洗完毕镜片后,放在伴侣盒子里面泡,护理液须淹没镜片浸泡,每天不得少于六小时,注意不要让伴侣盒的盖子碾过镜片,以免碎裂。

5、长期不戴，请隔二天更新一次护理液。

6、如果长期不戴，你决定明天要戴了，那今天晚上所有的护理程序必须重新做一次哈。还有请不要戴眼镜过夜，戴镜片过夜将使角膜处于无氧状态，长期容易引起过敏及发炎。

【最后小提醒】

尽管现在彩色隐形眼镜非常潮兴，但是我们还需要注意到它的确还有很多问题的存在。彩色隐形眼镜是在普通隐形眼镜镜片上加镀颜色，它在超微结构下呈网状结构，镀上去的颜色会堵住镜片的部分透气孔，阻挡眼睛与空气中氧气和水分的交换，从而降低镜片的透氧透气性。所以彩色隐形眼镜只能偶尔当饰品使用哦。