

FYL-YS-151L型号手术室保温柜

产品名称	FYL-YS-151L型号手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	89944.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

FYL-YS-151L型号手术室保温柜公司介绍：

北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场，利用营销拓展市场，凭借优良售后巩固市场，立誓创造优良产品，提供优良售后，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、取得了良好的。回过去，本公司坚持“诚信上、以人为本、永续经营”的理念，树立了良好的形象与经营。展望未来，公司将通过科学的管理和不懈的努力，继续开拓进取，为打造优良、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作。

FYL-YS-151L型号手术室保温柜用途：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

FYL-YS-151L型号手术室保温柜特征主要特点：1、温控——微电脑控温技术，液晶显示，控温好。2、制冷系统——PTC加热技术，加热温定，恒温效果好3、可靠性——压缩机，循环风机，充分保证整机性能。4、安全性——多重安全装置，高低温报警、传感故障报警、断电报警。5、温度范围——LED数码显示，温度可设定调节6、人性设计——门体安全锁设计，内置照明灯，外门防凝露。7、方便查看——三层高强度中空玻璃门，保温性能好，便于观察(功能选配)如有升级请以实物为准

FYL-YS-151L型号手术室保温柜选型参考

1、确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。放入之前应确保液体包装完好不破损。3、放入物品后设置恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。4、根据液体的使用量和液体的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

FYL-YS-151L型号手术室保温柜服务：1.质保：产品质量实行整机为期壹年，压缩机为期三年，在质保期内，我公司提供**维修服务（人为和不可抗拒因素除外）；*过质保期，我公司将为您的产品提供维护，只收取维修成本的费用。2.技术指导：提供一对一的客户咨询和技术服务指导3.定期回访：针对客户购买的设备，进行定期回访登记。4.在线服务：24小时提供在线服务，随时响应您的需求。

福意联企业凭借其经营理念、以技术**、服务、周到的营销体系为主源头，以产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、**出更多的产品，不断用**的技术，的产品质量和周到的服务于客户，给卫生机构、科研事业单位带来了贴心产品，在行业中深受广大客户信赖；福意联企业用自身的实力和**精神。

FYL-YS-151L型号手术室保温柜相关：低体温对机体的影响 1 手术切口的感染率增加 低体温通过三种方式促进切口感染：优良，低体温引发体温调节血管收缩，显著降低皮下氧张力致组织缺氧，间接抑制中性粒细胞的功能；第二，低体温直接抑制机体免疫功能；第三，低体温加重术后蛋白的消耗，使伤口愈合受到抑制。据报道，择期大肠切除手术病人在手术期间发生低体温，住院时间将延长20%左右。 2 影响机体代谢 低温可降低代谢率和氧的供给，体温每降低1℃，约降低机体需氧量7%。低温也会使麻醉药在体内的代谢减慢，导致全麻术后清醒时间明显延长。研究表明，术中未采取保温措施30例，发生低氧血症9例（占30.00%），麻醉苏醒时间延迟14例（占46.67%）；而采取保温措施30例，发生低氧血症2例（占6.67%），麻醉苏醒时间延迟5例（占16.67%）。 3 影响凝血功能 手术期间发生的轻度体温降低可使血小板数减少、功能降低，凝血功能受损，降低凝血物质的活性，并且激活血纤维蛋白溶解作用系统。从而导致-时间延长；严重低温可导致DIC。在一项临床观察中揭示：-时间与皮肤温度成反比，-量与伤口温度成反比。低温又可导致静脉瘀滞和部组织氧供减少，进一步引起深静脉血栓形成。