

湖南中伦导乐凳DLC的产品详细描述、产品资质证件、技术参数

产品名称	湖南中伦导乐凳DLC的 产品详细描述、产品资质证件、技术参数
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	高度:100 型号:DLD
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋10 2房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

湖南中伦导乐凳DLC的产品详细描述、产品资质证件、技术参数、产品宣传彩页

带各位孕妈妈认识一下分娩的助产工具，这是一款导乐分娩凳。下面示范一下导乐分娩凳是怎样使用的。

首先，产妇在助产士的协助下坐在分娩凳上，坐着用力，我们产妇的后边靠着爸爸或者助产士，让准爸爸或者助产士做一个依靠，那我们的妈妈呢可以手拉着爸爸的手，也可以抓住我们导乐分娩凳的扶手，然后在宫缩的时候，按照助产士的指导，深吸一口气，憋着一口气，向下用力气，就像在家里坐马桶一样，我们的宝宝就会顺利的慢慢地往下走，然后在这里呢，祝我们的各位孕妈妈都能顺利分娩。

导乐球，水疗池，导乐车，冷热敷袋，导乐球架，导乐垫，导乐枕，分娩凳，香薰灯等

坐在导乐凳上，身体前倾，是察看产妇好的姿态。全身肌肉都拉紧了，子宫恰益处于身体中间。假如产妇身体往后倾的太凶猛，盆骨就不容易翻开。产妇坐在正确的角度上，膈肌压力较小，产妇能够深呼吸，吸入更多的氧气。她的膝盖和脚往外开，膝盖比臀部稍高，双脚放好，不只可以放松膝盖，还能支持

盆骨扩张。这样坐着可以在整个过程中对准胎儿，胎儿头部对宫颈带来压力。

理想状态下，分娩的产妇能够坐在导乐凳上往后倾，靠在靠背上，支撑本人，放松身体。或者，她的配偶或伙伴能够坐在她身后，双腿略微翻开，这样产妇就能够倾斜在他的膝盖上，胳膊放在他的大腿上，还能够和她的背部和脖子后面各放一个小枕头。

导乐凳/分娩凳参数：

材 质：红杉木

工 艺：油摩打色

包 装：硬纸装

承重结构：U型柄

载重：200Kg

尺 寸:底座650mm，高度450mm