

# 科用液体恒温箱 科用恒温箱

产品名称	科用液体恒温箱 科用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68842.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

科用液体恒温箱 科用恒温箱公司说明-

公司在飞速发展的同时，福意联形成“质量立业，客户至上”的经营理念。对推出的每产品，都本着对客户负责的原则，重合同、守信用，在各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，售后也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供的售后，确保每一位用户无后顾之忧！

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

科用液体恒温箱 科用恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

科用液体恒温箱 科用恒温箱产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。

建议：提前放入，随用随取，随取随加。

科用液体恒温箱 科用恒温箱相关-伤口感染是手术和的严重并发症，它会延长住院时间并增加住院费用。低体温通过两种方式促使切口感染：第一，低体温引发体温调节性血管收缩，显著降低皮下氧张力，组织缺氧间接抑制中性粒细胞功能，从而增加切口感染机率；第二，低体温直接抑制免疫功能，包括T-细胞介导的抗体的产生以及中性粒细胞非特异性氧化杀伤细菌的能力。细菌感染后的2~3小时是优良重要的阶段，这时给予并维持组织灌注均有助于限制感染。低体温还加重术后蛋白消耗，使愈合受到抑制。核心体温正常范围是36.5 ~ 37.5 ，通常高于36 。围术期低体温会明显增加并发症，包括心脏事件、凝血障碍、伤口感染和术后恢复延迟等。因此有必要在治疗性低体温以外，维持手术病人的核心体温高于36 。科用液体恒温箱 科用恒温箱