

疾控消毒机-气溶胶空气消毒机

产品名称	疾控消毒机-气溶胶空气消毒机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入功率:AC 220V 50Hz
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

疾控消毒机

简易叙述

大气气溶胶空气消毒器是西安市医疗电子有限责任公司协同第四军医大学.西安交大和中国科学院光机所产品研发生产制造的一种新式消毒机，机器设备的基本原理是根据超声波信号发射器，把消毒剂做雾化为 $5\mu\text{m}$ 左右的颗粒物，能够快速弥漫着，具有完全有效的目地。

更新：2020-11-22

产品规格：

疾控消毒机

主要用途：该设备用以封闭式空间消毒净化处理。**构造：**由基本的开关电源系统软件.超声波雾化产生器系统软件.自动控制系统，及其别的号规格的消毒剂制取系统软件和智能化走动网站导航组成。双氧水消毒器作用机理：本消毒器每分能够将 $> 256\text{ml}$ 的消毒剂以极精致的雾水（低于 $5\mu\text{m}$ ）以大气气溶胶态弥漫着在房间内。消毒液能够将浮尘颗粒上粘附的细菌病毒等微生物菌种消灭；与此同时伴随着浮尘微粒吸附水份体重增加会慢慢地基沉降进而净化室内空气。疾控消毒机

常用消毒剂：酸碱性氧化电位水.次氯酸水.0.2%次氯酸钠溶液.发夹结构季胺酸盐.双氧水（过氧化氢）双氧水空气消毒器优势：呈大气气溶胶形状存有有没有盲区.消毒剂可选择.消毒杀菌迅速。20M²房间消毒液大气气溶胶态遍布只需2分钟，10分钟以后就可以进到。沒有盲区.消毒剂呈大气气溶胶形状存有喷雾器迅速.功效长久。大气气溶胶消毒器可用场地：全部密闭空间，特别是在在可用医院病房.教室里.洗手间.诊室等。雾化消毒机操作方法：室内空气质量消毒杀菌：0.2%次氯酸钠溶液或3%双氧水，用超音波喷雾器方式，使用量按10—20mL/m³（或1g/m³）测算，消毒杀菌功效10min后工作人员能够直接进入。操作流程1.充注消毒剂，留意观查液位仪。2.运行/终止，设备一键式运行。消毒液浓度：参照相对应消毒剂使用说明屋子尺寸和喷雾器时间的关联

