

## 阜阳 欧博肋骨固定带的使用特点

产品名称	阜阳 欧博肋骨固定带的使用特点
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

阜阳 欧博肋骨固定带的使用特点

产品介绍：

产品名称：肋骨固定带

产品类别：医用固定带

产品备案号：冀衡械备20160168

产品款式：成人款

产品规格：成人S M L

性能特点：该产品采用优质鱼丝带加工而成，具有佩戴舒适，使用方法，有一定弹性，可以束紧胸部。

适用范围：心脏术后绑带，肋骨固定，肋骨外翻矫正。

使用方法：将固定带置于使用部位后，搭扣扣在前部，根据关节角度，上下调整至舒适位置。

注意事项：要经常检查粘贴部位是否固定牢固，粘扣是否安全可靠，如发现问题应及时修理和更换。

保养方法：可用清水洗涤。

储存方法：该产品应放于干燥、通风良好的室内、周围无有害或腐蚀性物品。

### 阜阳欧博肋骨固定带的使用特点

注意事项：

- 1) 要经常检查固定带束紧是否牢固、粘扣是否安全可靠，如发现问题应及时修理和更换。
- 2) 固定松紧程度请遵医嘱。
- 3) 固定时间应遵医嘱。
- 4) 使用过程中如出现疼痛或感觉异常，请立即停止使用。

禁忌症：

- 1) 恶性肿瘤及高热患者禁用。
- 2) 严重高血压及心血管疾病患者慎用。

保养、清洗方法：

1)使用后应清洗干净，存放于通风干燥处，防止日光曝晒。

2)清洗时先用中性洗涤剂洗涤，再用清水漂洗后自然晾干。

贮存方法：

应存放于干燥和通风良好的室内，勿与酸、碱等腐蚀性物质混放，远离火源。

我公司主要经营四肢约束带，医用腹带，体位垫，膝关节矫形器，胸腰椎矫形器，医用固定带，颈托，外固定支具