

shenda J0370E膀胱镜 图像模糊，进水，光学部件损坏

产品名称	shenda J0370E膀胱镜 图像模糊，进水，光学部件损坏
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	shenda:膀胱镜 J0370E:沈大 维修地广州:膀胱镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

膀胱镜维修更换 广州云启医疗设备有限公司是一家集医疗设备，器械维修，升级，保养为一体的第三方服务公司。本公司可维修品牌包括：STORZ史托斯、STRYKER史赛克、OLYMPUS奥林巴斯、A ESCULAP蛇牌、WOLF狼牌、PENTAX宾得/潘太克斯、FUJINON富士能、强生ETHICON、施乐辉SMITH&NEPHEW等众多品牌医疗设备。公司自成立以来已协助众多有需要的客户，为顾客提供了更高效和更优质的技术服务。本公司还将继续努力，不断完善发展的医疗设备维修道路，为广大的有需要的客户服务！

硬管内窥镜的基本结构介绍 目前世界上各个硬管内窥镜生产厂的产品虽然光路不同、外观不同，但是其基本结构都是一致的：由工作镜管部分、结构部分、眼罩部分、光缆接口部分组成。 产品型号：27005FA S/N：----- 品牌：STORZ

故障内容：图像模糊，前端破损 **维修处理方案：**更换成像系统、更换内外管、更换光纤、校准/清洁内部光学系统、调整/校对目镜组、密封装配、性能检测 **维修案例一：** shenda

J0370E膀胱镜 图像模糊，进水，光学部件损坏 设备名称：shenda J0370E膀胱镜

检测故障：图像模糊，进水，光学部件损坏

维修方案：更换物镜、内部光学部件，光束补胶，清洁调教光学系统，封装目镜

维修周期：10-12个工作日 **保修周期：**非人为保修3个月 **维修案例二：** shenda

J0300E膀胱镜 进水，光学部件损坏 设备名称：shenda J0300E膀胱镜

检测故障：图像模糊，进水，光学部件损坏

维修方案：更换物镜、内部光学部件，光束补胶，清洁调教光学系统，封装目镜

维修周期：10-12个工作日 **保修周期：**非人为保修3个月 **维修案例三：** shenda

J0330E膀胱镜 图像模糊，进水，光学部件损坏 设备名称：shenda J0330E膀胱镜

检测故障：图像模糊，进水，光学部件损坏

维修方案：更换物镜、内部光学部件，光束补胶，清洁调教光学系统，封装目镜

维修周期：10-12个工作日 **保修周期：**非人为保修3个月

医用硬管镜的检修及注意事项 将损坏的棒镜更换后，初步清洁光学元件，重新装好整条镜子，调整好光学参数，观察成像效果。发觉成像清晰，说明跟换的光学元件没有问题，不影响成像。但有部分阴影，这是由于光学系统为玻璃管，清洁干净，放入烘箱中烘干其中的水汽；用擦拭液彻底清洁光学元件，并烘干其中的水汽，确保装配时镜管无水汽附着在光学元件上。装好目镜，调整好焦距，确认成像清晰无脏点。装好护目罩，用高温胶密封好，确保在后续使用中不会漏气。确认装配完毕后，复检该硬管镜的亮度、清晰度、圆度、焦距等各项指标，确保各项指标均达到要求。

硬管镜的清洗消毒流程 水洗 1.将内镜及配件放入清洗槽内；

2.在流动水下彻底冲洗，用湿纱布分手柄上、下区擦洗干净镜身，直至肉眼无污渍。

3.流动水下用小刷刷洗钳瓣内面及关节处并擦干，用清洁毛刷彻底刷洗活检钳。 4.吸引管等带管腔器械用高压水枪冲洗。

5.清洗纱布应当采用一次性使用的方式，清洗刷应当一用一消毒。 6.清洗后用纱布擦干。