

STORZ 11161KA/KB活检钳维修案例

产品名称	STORZ 11161KA/KB活检钳维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	STORZ:活检钳维修 KB:11161KA 维修地广州:活检钳维修
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

活检钳维修更换 广州云启医疗设备有限公司从事医疗手术器械维修多年，维修经验丰富，切实解决了许多客户的问题，我们以客户满意为宗旨，长期提供让客户满意的服务，因此，深得客户的信任。在维修方面，我们力求把每一件手术器械都维修好，以便时刻为客户提供方便。我们公司也有不足，这就更需要广大客户对我们提供有效的建议和意见，进一步

2、观察结果显示，使用多酶清洗液浸泡法其效果明显优于不加多酶清洗剂浸泡的清洗方法。

3、比较未浸泡、含氯消毒剂浸泡和含酶清洁剂浸泡的器械清洁效果，发现多酶清洁剂浸泡5min的清洁效果明显

4、比较几种不同浸泡方法对外科器械残留血迹的清洁效果，发现多酶洗液浸泡5min法和清洗煮沸法的清洁效果

超声刀头维修:ACE23E、ACE23P、ACE23E、ACE36E、FCSP。

常见维修故障有：无咬合力，钳头掉、断。铆钉丢失、乳胶塑料头脱落、烧焦，激发钮、关闭钮失效、刀头外

维修案例： 设备名称：STORZ 11161KA/KB活检钳维修 检测故障：内拉杆断，钳头松。 维修方案：更换

公司以医疗手术器械维修为主、附带耗材供应的服务性公司。公司由多名经验丰富的工程师联合组成，人员的技术和优质的服务，已与众多医院、医疗厂商建立了良好的信誉合作关系。本公司奉行以技术创新为核心，服务

咬骨钳不能使用，钳头不能正常开合，手柄可以单独动，钳头也可以用手直接打开，可以得出钳头的连接是正

。 故障分析

根据故障现象分析，可以判断手柄与拉杆连接处出了问题，下图是拆开手柄连接的结构图，它是通过销钉把活

故障处理 首先，把手柄拆开，手柄是用销钉连接的，把销钉打出来，手柄就可以拆出来了，但是要想把连接

定要把销钉全部打下来。在上图可以看出来，上面有4个销钉孔。 其次，在拆出坏的活动块后，先检查一下均

主。如果不能修复，再考虑更换，下图就是连接的活动块与拉杆连接的部位已裂开，焊接是不可能了，因为太

KWI8IIS 活检钳 头部变形， 设备名称：PENTAX KWI8IIS 活检钳 检测故障：头部变形 维修方案：修复钳

8952.60活检钳 拉杆故障.过长，钳头无法闭合 设备名称：R.WOLF 8952.60活检钳 检测故障：拉杆故障.过长

Harmonic强生超声换能器维修 超声刀是将电能转换成机械能，通过超声换能器使超声刀头以一定频率进行机械

重组，进而达到切割、止血、分离等功能。既能处理实质组织，又能处理结缔组织，切割更大块组织，既可行

术的需要，不仅使操作方便，且使切割及止血更为精确，性能和临床使用效果更为优越，更是外科手术常用的

超声刀主要是由超声刀主机、超刀换能器手柄、超声刀、脚踏组成。 1、线缆问题：可修可换！ 2、螺杆问

3、阵元问题，可修可换！注意：阵元也有寿命哦，使用次数达到300次后，阵元也会慢慢衰减到不能用，这种

工作人员自身防护 1、手术器械回收清洗人员经常与各种污染器械接触，很容易受到锐器伤害、粘膜侵入伤的血液、体液、分泌物等污染物接触人体。

2、眼睛的防护：回收清洗人员操作时必须适当佩戴防护眼镜、防护眼罩或防护面罩等，以有效保护眼睛或面部。

3、口腔和头部防护：帽子、口罩在佩戴时不宜过薄、过小，一旦工作中被血液溅污应立即更换。 4、躯干和

防护鞋应为靴子，防护服应为防水罩袍，以足够覆盖操作人员躯干前侧及双上臂，一旦破损或漏水则须立即更换。皮肤的感染危险性：万一不慎被锐器致伤时，须保持镇静，迅速、敏捷按常规脱去双手手套，健侧手立即从近侧，在反复挤压的同时，用流动的净水冲洗，再用碘酒、酒精消毒受伤部位。