

CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37

产品名称	CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79458.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37 产品说明-

围术期加温手术冲洗液可降低围术期低体温的发生率,减少术后寒战的发生率,利于术后患者恢复。北京福意电器公司业打造医疗加温设备,业用于手术室,ICU病房,CT导管室,放射科,介入室,急诊科等。用于手术冲洗液、甘露醇、医用盐水、B超液、造影剂加温等。

CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37 产品参数：

【型号】FYL-YS-100L【输入电压】AC220V
【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38（任意设定）【净重】22kg【外形尺寸】480x470x843mm【容积】100L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配,在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.噪音设计:噪音低于39dB(A),压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计,合理的风循环系统,箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度。6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。7.低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计,自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热,加热速度,升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37 使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37 相关-

病人加温系统与液体加温输入法对剖宫产产妇术中体温及后寒战的影响

研究病人加温系统与液体加温输入法对剖宫产产妇术中体温及后寒战的影响.方法 选取2018年1月~6月于我院进行剖宫产的产妇135例作为研究对象,将其随机分为三组进行实验,对比不同实验方法对产妇术中体温及后寒战的影响.结果 后寒战发生率为对照组优良高,A组其次,B组优良低,差异有统计学意义($P<0.05$);20 min前臂体温方面,B组增加值优良大,A组其次,对照组优良低.结论 病人加温系统对产妇加温作用更明显,寒战发生率更低,但液体加温方法操作更简单更经济,可视临床实际情况择优选择.CT室内用恒温箱FYL-YS-430L造影剂恒温箱37