

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37

产品名称	CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72009.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37 公司说明-

北京福意电器有限公司凭借长期积累的优势，公司对产品不断的开发创新，博取众家之长，追求内外兼优。产品选用品牌压缩机及名优配件，由于其合理的设计和精心的制造工艺，经过严格的测试和检验，因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点。

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37 产品参数：

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37 使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37 相关-

冬季是低体温症发病的高峰期，低体温症发病的主要原因是有些人体内产热少，体温调节功能差。特别是老年人和婴儿，对温度的变化不那么敏感。即使室内温度低也可能感觉不到。导致保温防护能力差，当体温下降到35℃以下时，就会发生低体温症。手术中的患者优良容易引起低体温这一常见的并发症，特别是长时间的大型手术，多发生在手术中，发生率为60%-80%。低体温可能影响心血管系统、增加手术部位的感染风险、增加失血和输血要求和增加寒战的发生率。手术期间引起低体温的原因有以下几点：
1.引起的体温调节分布，1小时后，体核温度降低1-1.5℃。
2.大多数手术室都保持在22-24℃的低温状态。
3.腹部和胸部手术中打开体腔，皮肤的长期暴露，
4.注射冷的静脉输液和血液制品，温度4℃。

CT室内用造影剂恒温箱FYL-YS-430L容积430升控温37