

饲料水份测试仪报价与产品特点

产品名称	饲料水份测试仪报价与产品特点
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

水分指标具体运用于预测饲料产品的新鲜程度和贮存期限，保持营养成分，防止饲料霉变等方面，是影响饲料卫生的重要因素之一。深圳莱希特LXT-500饲料水份测试仪是一款高效、便携、准确的饲料快速水分仪，从取样到测试只需几分钟，能更好的帮助饲料企业提高生产检测效率，是理想的检测设备。颗粒料水分太高，营养浓度低，且在使用过程容易发霉变质；颗粒料水分太低，会降低淀粉的糊化度和消化率，颗粒硬度大，影响乳猪的适口性，降低采食量。因此要合理准确的控制饲料水分含量，使用深圳莱希特LXT-500饲料水份测试仪可以达到检测效果。

深圳莱希特LXT-500饲料水份测试仪原理

LXT-500饲料水份测试仪是由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何,莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

深圳莱希特LXT-500饲料水份测试仪技术指标

称量范围：0~145g

称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01~100%称重传感器：进口传感器温度范围：起始~220 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时时间范围：1-360min（可扩展）显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储最近50组测量数据（可扩展）显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) 试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg

深圳莱希特LXT-500饲料水份测试仪操作说明

(1) 使用托架将称量盘置于承重支架上，置零；

(2) 称取适量的均匀样品，平铺于称量盘上；(3) 取样完成，合上加热装置；(4) 待重量稳定，轻触“测试”图标，仪器开启测试；(5) 等待测定自动完成，显示水份测定结果，记录数据；(6) 清理样品，返回称重界面，准备下次测量。

莱希特LXT-500饲料水份测试仪应用范围

该仪器广泛应用于粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、无机盐饲料、维生素饲料、粮食、玉米、谷物、米糠、麦麸、豆粕、鱼粉、蛋白粉、饲料、添加剂等样品的水分含量快速测定。LXT-500饲料水份测试仪具有高效、便捷、准确等鲜明特点。下面就给大家了解下这些白麻石材产品：(福建白麻，晋江，长泰，同安，山东白麻，江西白麻，湖北白麻，随州，河南白麻)。晋江白麻(G6361#62#64#)河南白麻湖北白麻江西白麻63山东白麻湖北随州白麻同安白麻G655美国白麻在成品板材的挑选上，由于石材原料是天然的，不可能质地完全相同，在开采加工中工艺的水平也有差别。多数石材是有等级之分的。花岗岩石材没有彩色条纹，多数只有彩色斑点，还有的是纯色。

本页关键词：

饲料水份测试仪