

消解仪 智能消解仪 华港通

产品名称	消解仪 智能消解仪 华港通
公司名称	华港通科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区梨园时尚街区东区7号楼504室
联系电话	13121832681 13121832681

产品详情

使用微波消解仪的注意事项

1.为了避免仪器内外的腐蚀，应控制环境的温度和湿度，过高的温度和湿度会导致仪器内外部分的腐蚀，甚至影响设备的正常工作，建议温度20℃，相对湿度低于60%，无冷凝水产生。

2称样量控制在0.5g以下，对于未知样品，从0.1g开始做起，智能消解仪，油脂含量高的有机物样品，可以称0.2g-0.3g左右为宜。

3尽量不要做少于4个的实验，如果样品数量少于4，8，12，16，24个，要用溶剂补齐空位，红外测温消解仪，空白不能为纯水。

4所有样品建议预消解：加好样品与酸后浸泡过夜，在加热板上加热40分钟左右，预消解温度可以设置到140-150℃，全自动消解仪，赶酸温度可以参照预消解的温度设置。如果发现预消解时有酸损失，可以在冷却后适当补充1-2mL，这样可以提高样品的消解效果，防止消解罐过压，防止样品沾附在管壁，损坏消解罐。

怎样正确的选择微波消解仪

- 1.安全性微波消解仪器的安全防护措施一般分为主动和被动两种方式。
- 2.主动安全防护——在危险到来之前，就采取措施消除隐患；

3.被动安全防护——在危险到来之后，可以减少损失的措施。

准确性：目前市场上的微波消解仪大多数采用温度和压力双重控制模式，温度或压力单独控制的模式逐渐被市场淘汰。温度越高，样品反应速度和消解的程度越高；压力越大，消解罐的耐压要求越高，相对危险性越高。因此，温度传感器与压力传感器读取数据的真实性与准确性，非常重要。

微波消解仪特点

市场上的微波消解仪以密闭式为主，消解仪，密闭式微波消解仪通过显著提高反应速度从而，快捷地完成样品消解，而且操作具备一定的灵活性。通常密闭式微波消解仪能同时装载及运转多个高压闭合消解罐，并提供快速、自动的方法来消解甚至是非常难溶的样品。在高温，封闭容器中进行酸消解，不仅大大减少了样品处理时间，而且实现了少的酸用量、低的背景值及完整的回收率等传统样品处理方式无法比拟的优点。

消解仪-智能消解仪-华港通(诚信商家)由华港通科技(北京)有限公司提供。华港通科技(北京)有限公司是从事“微波消解仪,陶瓷纤维马弗炉,微波超声波(紫外)组合反应仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许兴伟。