

# 便携式粘度计价钱 天津便携式粘度计 天津永利达实验室设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 便携式粘度计价钱 天津便携式粘度计<br>天津永利达实验室设备 |
| 公司名称 | 天津永利达试验机有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市静海区静海经济开发区庶海道17号             |
| 联系电话 | 13662141908 13662141908         |

## 产品详情

### 旋转粘度计使用注意事项

粘度计使用注意事项：

- 1、仪器要保持水平状态，请注意机头上的水平气泡位置。
- 2、旋转粘度计转子放入样品中，要避免产生气泡，方法是将转子倾斜的放入样品中，然后再安装转子，此时转子不能碰到杯壁和杯底，被测量的样品必须没过规定的刻度。
- 3、在测量不同的样品时，都要保持转子清洁和干燥。
- 4、测量酸性(PH)小于2的流体，应选用特殊转子，使用ULA时要确定好样品量(只需16ml，部分仅需要1ml)。
- 5、粘度标准液与仪器品牌相同，且测量范围相适应，定期校验仪器。
- 6、连接转子时，要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上)，右手旋转转子，这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝，延长仪器的使用寿命。

7、取值要在数值比较稳定时，否则取得的数值会存在较大的误差，一般在测量完成10-15秒后读数。

## 运动粘度测定仪优点介绍

### 运动粘度测定仪优点：

运动粘度测定仪配有两个孔位，两个粘度计夹位，可以在进行试样测定的同时，将其它待测试样进行恒温操作，可以提高多组样品粘度测量的效率。测定仪的粘度计夹设计巧妙，只要将毛细管粘度计插入粘度计夹即可，同时调节粘度计夹上的3个定位螺丝，就可以方便的将毛细管粘度计调整到垂直位置，增加测定结果的准确性。

使用运动粘度测定仪的用户，大多数都需要多组对不同的样品进行多次、或者是重复性测量，由于同时可以进行多组粘度测量，这对于连续测量是非常方便的。运动粘度测定仪采用的是毛细管粘度计，这种粘度计虽然清洗、测量相对稍麻烦一些，但准确性还是不错的。

旋转粘度计的测量原理：旋转粘度计开机后首先要检测零位，便携式粘度计生产厂家，这一操作一般在不安装转子的情况下进行，然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒，天津便携式粘度计，其间装满了粘性流体，同步电机以稳定的速度旋转，接连刻度圆盘，再通过游丝和转轴带动内筒（即转子）旋转，便携式粘度计多少钱，内筒（即转子）即受到基于流体的粘性力矩的作用，作用越大，则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大，于是指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。将读数乘以特定的系数即得到液体的动力粘度。

便携式粘度计价钱-天津便携式粘度计-天津永利达实验室设备由天津永利达实验室设备有限公司提供。“粘度计,刮板细度计,涂布器,光泽度仪”选择天津永利达实验室设备有限公司，公司位于：天津市静海区静海经济开发区庶海道17号，多年来，永利达坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永利达期待成为您的长期合作伙伴！