

数字式旋转粘度计销售 忻州数字式旋转粘度计 永利达

产品名称	数字式旋转粘度计销售 忻州数字式旋转粘度计 永利达
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

旋转粘度计安装注意事项

旋转粘度计的安装：

1. 从包装箱中取出底盘、升降柱、升降块、手柄。将升降柱旋入底盘，使升降柱螺纹对正前面，然后拧紧升降柱底部六角螺帽。将升降块安装在升降柱上，调整升降松紧程度。
2. 将手柄拧在升降块上，然后装上仪器主机箱，连接好温度探头。
3. 调节底盘三个螺钉，使仪器处于水平（见主机箱顶部水平泡是否处于平衡位置）。
4. 取下主机箱下端万向接头保护帽。
5. 确保电源接地，将仪器接上电源线。
6. 有的粘度计有护腿，在安装和拆卸转子时也需要注意技巧，切勿损坏轴承。还有的粘度计可能有温控系统，或者会连接外部水浴，需要注意安装位置的通风和操作性。

旋转粘度计使用步骤：

- 1.调水平，直至旋转粘度计顶部的气泡在中央位置。
- 2.控温，数字式旋转粘度计销售，将待测流体的温度控制在测量要求范围内。
- 3.将转子保护框架（护腿），装在旋转粘度计上（向右旋入装上，忻州数字式旋转粘度计，向左旋出卸下）。
- 4.将选用的转子旋入旋转粘度计的连接螺杆（向左旋入装上，向右旋出卸下）。
- 5.打开电源，准备进行测量。
- 6.输入转子号，每按转子键一次，屏幕显示的转子号相应改变，数字式旋转粘度计哪家好，直至屏幕显示为所选转子号。
- 7.选择转速：按“转速”键设置转速，数字式旋转粘度计厂，并通过按TAB键可逐位移向当前显示转速的十位、个位及十分位，选定后通过按数字增加键或减来设置十位、个位及十分位等的转速大小。转速设置完毕后，按转速键确认。

粘度计测量准备工作：

- 1.将被测试样液体（次使用之前，需要使用在仪器测量范围内的粘度标准液进行校准，当仪器调整好以后才可以正式进行测量），倒入直径不小于60mm的圆形平底容器中。
- 2.将粘度计保护架逆向旋入主机箱下的端子上。
- 3.选择好使用的转子，逆时针旋入仪器万向接头上。
- 4.旋转升降块将转子缓慢浸入被测液体，使转子液面标志（转子杆上的凹槽刻线）与被测液面成一平面。
- 5.再次调整好仪器水平。
- 6.测试过程中环境温度必须恒定，待测流体的温度控制需要符合要求范围内，以保持显示值稳定准确。

数字式旋转粘度计销售-忻州数字式旋转粘度计-永利达(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津永利达实验室设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!