

德安特电子天平秤维修 D&T

产品名称	德安特电子天平秤维修 D&T
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	D&T:德安特电子秤维修分析天平 传感器显示器:德安特电子天平维修 台秤
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

D&T

德安特电子秤维修，德安特电子天平维修，传感器，按键板，面板，显示屏，主板，安装，调试，校准

德安特电子天平秤维修ES6000/ ES5000/ ES4100/ ES3200/ ES2000/ ES1200/ ES8000/
ES10kg/，油漆秤，精密分析天平维修

工业天平维修，德安特电子天平维修 ES-J120/ES-J200/ES-320/ES-410/ES-500

可读性（0.1g-20g,大称量范围：8kg-2000kg）支持非标定做。德安特工业电子天平是引进国外技术生产的高精度称量的工业电子天平，高精度，高量程，配备不锈钢秤盘，天平采用镀金陶瓷可变电容式传感器，其关键元器件采用国际产品，称量速度快、精确度高、稳定性好、优质价廉、操作简单易用、维护方便，可与电脑、打印机等外配连接提高工作效率。

产品广泛应用于工业计量、特种金属合金、特种零件、生产配料和铸铁砝码检验等行业。

D&T传感器，德安特电子秤维修,D&T工业天平，德安特电子天平维修

故障排除：

下列显示信息表明某些常见的故障：----- 表明电子天平不能得到一个稳定的读数。

HHHHHH 重量超过了额定重量的 5%或更多。

LLLLLL a.秤盘未安装，安装后按 TARE 键清零。

b.秤盘下可能有杂物，请检查并确保秤盘与壳体没有接触。

NOCAL 校准程序不能进行，参考校准功能，检查校准重量

是否正确、完好，检查秤盘下是否有杂物。

UNABLE 由于缺少数据或不正确的数据，电子天平不能执行期望的功能。

3

6. Menu：进入功能菜单设置；

7. Print：将显示信息传输给打印机或其他设备。

天平是一种高精度、多功能、反应速度快的精密电子天平，采用高阻抗、坚固耐用的镀金陶瓷可变电容式传感器。配置高灵敏度的温湿传感器，稳定性与精确性兼容的性能有效满足实验室对精密称重的需求。

四. 显示屏信息：

1. OK：表示天平读数稳定

2. g：表示读数单位是克

3. Oz：表示读数单位是盎司

4. Ct：表示读数单位是克拉

5. dwt：表示读数单位是本尼威特

6. %：表示读数是以百分比显示

7. PCS：表示当前为计件状态

8. -----：表示正在读取稳定的数据

9. UNABLE：表示非法操作

10. HHHHHH：表示天平承载的重量超出了额定量程

11. LLLLLL：表示没有放置称盘或称盘未放好

德安特电子秤维修，德安特电子天平维修，产品亮点技术参数

精密称重的技术的先行者

德安特工业电子天平是引进国外技术生产的高精度称量的电子天平；

采用镀金陶瓷可变电容式传感器，高精度，高量程，并配备不锈钢秤盘。

D&T LCD液晶显示屏

屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果，实现图形数据化传送。

高精度 超大称量平台

独特的一百公斤至两吨的大型工业电子天平，采用了高灵敏度的温度传感器将环境温度的影响降低到最低。主要应用于吨位级M1等级砝码检定，也适用于工业域，以

及贵重物质的称量。

选配功能及配件

选配热敏打印机、选配7寸电容式触摸屏，可选配自动升降装置、选配称重立杆
其他规格尺寸可协议定做

实时数据传输

自带RS232输出接口，实现数据与电脑、打印机或其他设备之间的通讯。

整体功能新升级

精确可靠，快速校准。超载/欠载报**、温度补偿、全量程去皮功能。

内置多种称量程序及功能

具备单位转换功能。具有一般称量、技术称量、百分比称量等多种称量方式

传感器，德安特电子秤维修,工业天平，德安特电子天平维修

传感器，德安特电子天平维修 ES120 ES200 ES320 ES410 ES500 ，主板，显示屏，德安特电子秤维修

德安特油漆天平维修，D&T调漆秤维修

ES-A系列精密电子天平功能特点及规格：

德安特电子秤维修，德安特电子天平维修

型号：ES120，ES200，ES320，ES410，ES500

卤素快速水分测定仪的出现，很好地解决了这一问题，120卤素快速水分测定仪无需使用昂贵的仪器或额外的化学试剂，同时，该仪器采用高精度的电磁力平衡传感器，水分测定低至0.001%(10PPM)，高加热效率的环形卤素加热源以及精巧设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。

德安特电子秤维修，D&T德安特电子天平维修，

功能特点：

· 精度高，反应速度快；· 标准的RS232数据输出端口；· 可外接显示器功能；· 多种称重单位转换：克、克拉、盎司、本尼威特；· 计数、百分比功能；· 检重报**功能，用户可根据自己的要求设置重量的上下限；量程· 外部砝码校准功能；· 过载、冲击保护功能；· 超大蓝色背光LCD显示；· 不锈钢秤盘。外部校准砝码500(F1)，外部砝码校准点，天平净重，

德安特电子天平秤校准

100g 外部砝码校准：

(1) 按 TARE 键天平显示0.0000g

(2) 按【CAL】天平显示“ CAL IN ”然后显示 CAL.....，几秒

钟后，天平显示“ CAL dn ”

(3) 将 F1

级100g 的砝码放到秤盘中央，完成后关闭称量室门。

(4) 天平显示“ CAL--- ”天平显示 CAL UP，取下砝码，大约

需要5s-8s 的时间。

(5) 关闭舱门等待5s-8s 显示 CAL-END。标准结束。

(6) 如果显示的重量值与砝码偏差大于 ± 1 ，则需要重新校准，

直到校准结果与砝码偏差在 ± 1 之内，才成功完成校准操作。

200g 外部砝码校准：

(2) 打开称量室门将 F1

级200g 的标准砝码放到秤盘中央，完成

后关闭称量室门。

(3) 按“ SET ”键，天平显示“ ----- ”再按 MODE 键，天平

显示 CAL 200

(4) 等待5s-8s 天平显示校准后的数值。校准完成。

Escali 冲洗和可充电数字秤采用 IP67 防水设计。

这种令人惊叹的令人兴奋的新秤可以冲洗干净，以进行彻底的清洁和消毒。

可充电内置电池！

高度可靠的秤可用于各种厨房和工业应用，从零件计数和份量控制到准确的成分测量。

美国以 0.1 盎司或 1 克为增量精确测量。以磅、盎司、磅 + 盎司、公斤为单位测量

可拆卸不锈钢平台 - 易于清洁、耐染色和味道残留。前显示屏 1 1/8" 高 LCD 显示屏

密封按钮和显示屏

开/关键，自动关闭，PCS 键/计数功能，去皮键/自动归零，单位键，在：Kg、Lb、Oz、Lb/Oz 之间切换。按住键，背光键，带有可调节脚的单元“调平器”气泡。可充电内置电池，

空调电源适配器，低电量指示灯，银色塑料机身。

1 年有限保修

由 Escali USA 提供，卓越的设计和工艺。1 年质保。

德安特电子秤维修，德安特电子天平维修，D&T 传感器