

升降颈托A可调节颈托A颈椎固定颈托

产品名称	升降颈托A可调节颈托A颈椎固定颈托
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 型号:升降颈托 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

升降颈托A可调节颈托A颈椎固定颈托

调节升降颈托 规格型号：大、中、小 产品介绍：主要运用于颈椎骨折固定不动，颈椎脱位校准固定不动等，外侧有调节支撑架，可调整颈托多少度，四周有透出气孔等优势

升降颈托A可调节颈托A颈椎固定颈托可调节颈托：主要运用于颈椎手术，创伤及劲椎病的稳固和牵引治疗。适应证1. 颈椎骨折、关节脱位2. 颈椎牵引医治后、颈椎手术前后左右3. 颈腰椎间盘突出4. 劲椎病如何正确配戴颈托 1. 选好尺寸适宜的颈托后，一手轻托头颈使颈部稍离床体，将颈托的后片放进病人的颈后，使颈托处于中间。2. 为病人配戴前片，使病人的下巴稳定的放置颈托前片的凹形槽内。颈托前片压着后片以确保合理的稳固和舒适度。根据涤纶阴茎系带从两侧调节，在没有危害病人吸呼的情形下绑紧颈托。